

CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA ESTANDAR

INDICACIÓN:

Fracturas en la diáfisis tibial por debajo del 1/3 superior y por encima del 1/4 inferior tibial.

Utiliza cuatro cerrojos bloqueados, dos proximales y dos distales.



Fabricación especial a pedido.

Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO (mm)	LARGO (mm)
10605	Clavo Intramedular para Tibia	8 9 10	240 260 280 300 320 340
10622	Perno Bloqueado No Roscado	4,0	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
10622	Perno de Bloqueo Roscado	5,0	50 55 60 65 70 75 80 85