



# CLAVO TEN FLEXIBLE

El clavo intramedular elástico de titanio (TEN) está indicado para el tratamiento de las fracturas diafisarias de los huesos largos, y ciertas fracturas metafisarias o epifisarias, en niños y adultos jóvenes. Los clavos TEN pueden utilizarse además para la osteosíntesis de las fracturas espontáneas (patológicas) en los niños, y como implantes para cirugía ortopédica.

## INDICACIÓN:

- Fracturas diafisarias de los huesos largos, y ciertas fracturas metafisarias
- Ciertas fracturas metafisarias o epifisarias (Salter Harris I y II), incluido fracturas del cuello del radio, fracturas subcapitales del húmero y fracturas de los metatarsianos o de los metacarpianos
- Fracturas claviculares complejas:
  - Luxación importante
  - Acortamiento > 2 cm, lesiones vasculares o nerviosas
  - Lesiones escapulares bilaterales («hombro flotante»)
  - Riesgo de perforación cutánea en los extremos fracturarios
  - Fracturas abiertas
  - Politraumatismos
- Fracturas espontáneas (patológicas)
- Cirugía ortopédica



	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO (mm)	LARGO(mm)
	10604 (540-940)	Clavo TEN Flexible	2,0   2,5   3,0   3,5   4,0	440