


# PLACA ANCHA PARA FÉMUR

## INDICACIÓN:

Fractura de la Diáfisis Femoral.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 5,0 mm. y tornillos corticales Ø 4,5 mm.



● Tornillo bloqueado ø 5,0 mm.

Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10703-007	Placa Ancha para Fémur	7	128
10703-008	Placa Ancha para Fémur	8	146
10703-009	Placa Ancha para Fémur	9	164
10703-010	Placa Ancha para Fémur	10	182
10703-012	Placa Ancha para Fémur	12	218
10703-014	Placa Ancha para Fémur	14	254
10703-016	Placa Ancha para Fémur	16	290