


PLACA ANGOSTA PARA TIBIA

INDICACIÓN:

Fractura de la Diáfisis Tibial.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 5,0 mm. y tornillos corticales Ø 4,5 mm.



● Tornillo bloqueado ø 5,0 mm.

Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10702-006	Placa Angosta para Tibia	6	109
10702-007	Placa Angosta para Tibia	7	127
10702-008	Placa Angosta para Tibia	8	145
10702-009	Placa Angosta para Tibia	9	163
10702-010	Placa Angosta para Tibia	10	181
10702-012	Placa Angosta para Tibia	12	217
10702-014	Placa Angosta para Tibia	14	253