


PLACA PARA FÉMUR DISTAL CONDILAR DCS 95°

INDICACIÓN:

Fractura Condilar Femoral.

Se coloca un tornillo cefálico y tornillos bloqueados Ø 5,0 mm.

Tornillos corticales Ø 4,5 mm.



● Tornillo bloqueado ø 5,0 mm.

● Tornillo bloq. canulado ø 6,5 mm.

Disponibile en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10748-006	Placa para Fémur Distal Condylar DCS 95°	6	143
10748-008	Placa para Fémur Distal Condylar DCS 95°	8	175
10748-010	Placa para Fémur Distal Condylar DCS 95°	10	207
10748-012	Placa para Fémur Distal Condylar DCS 95°	12	239