


PLACA PARA FÉMUR DISTAL LATERAL CONDILAR

INDICACIÓN:

Fractura Distal Lateral Femoral Condilar.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 5,0 mm. y tornillos corticales Ø 4,5 mm.



● Tornillo bloqueado ø 5,0 mm.

Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10722-005	Placa para Fémur Distal Lateral Condylar IZQ	5	161
10722-007	Placa para Fémur Distal Lateral Condylar IZQ	7	201
10722-009	Placa para Fémur Distal Lateral Condylar IZQ	9	241
10722-011	Placa para Fémur Distal Lateral Condylar IZQ	11	281
10722-013	Placa para Fémur Distal Lateral Condylar IZQ	13	321
10722-105	Placa para Fémur Distal Lateral Condylar DER	5	161
10722-107	Placa para Fémur Distal Lateral Condylar DER	7	201
10722-109	Placa para Fémur Distal Lateral Condylar DER	9	241
10722-111	Placa para Fémur Distal Lateral Condylar DER	11	281
10722-113	Placa para Fémur Distal Lateral Condylar DER	13	321