


# PLACA LISS PARA FÉMUR LATERAL DISTAL LOC

## INDICACIÓN:

- Fractura de Fémur Distal Lateral.
- Fracturas diafisarias distales, supracondíleas, intrarticulares, periprotésicas.
- Placa anatómica en diferentes largos con sistema de estabilización percutáneo (Sistema Mínimo Invasivo).



Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
30722-405	Placa LISS para femur lateral distal LOC IZQ	5	156
30722-505	Placa LISS para femur lateral distal LOC DER	5	156
30722-407	Placa LISS para femur lateral distal LOC IZQ	7	196
30722-507	Placa LISS para femur lateral distal LOC DER	7	196
30722-409	Placa LISS para femur lateral distal LOC IZQ	9	236
30722-509	Placa LISS para femur lateral distal LOC DER	9	236
30722-411	Placa LISS para femur lateral distal LOC IZQ	11	276
30722-511	Placa LISS para femur lateral distal LOC DER	11	276
30722-413	Placa LISS para femur lateral distal LOC IZQ	13	316
30722-513	Placa LISS para femur lateral distal LOC DER	13	316