

PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVA

INDICACIÓN:

Fractura de Pelvis o Clavícula.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 3,5 mm.



● Tornillo bloqueado ø 3,5 mm.

Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10743-006	Placa de Reconstrucción Curva	6	73
10743-008	Placa de Reconstrucción Curva	8	94
10743-010	Placa de Reconstrucción Curva	10	116
10743-012	Placa de Reconstrucción Curva	12	135