

PLACA PARA PERONÉ LATERAL DISTAL

INDICACIÓN:

Fractura Distal Lateral de Peroné.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 2,7 mm en la cabeza de la placa.

En la rama se colocan tornillos bloqueados Ø 3,5 mm.



● Tornillo bloqueado ø 2,7 mm.

● Tornillo bloqueado ø 3,5 mm.

Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10715-004	Placa para Peroné Lateral Distal IZQ	4	92
10715-006	Placa para Peroné Lateral Distal IZQ	6	116
10715-008	Placa para Peroné Lateral Distal IZQ	8	140
10715-010	Placa para Peroné Lateral Distal IZQ	10	164
10715-012	Placa para Peroné Lateral Distal IZQ	12	188
10715-104	Placa para Peroné Lateral Distal DER	4	92
10715-106	Placa para Peroné Lateral Distal DER	6	116
10715-108	Placa para Peroné Lateral Distal DER	8	140
10715-110	Placa para Peroné Lateral Distal DER	10	164
10715-112	Placa para Peroné Lateral Distal DER	12	188