

# PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA PARA PERONÉ

## INDICACIÓN:

Fractura de Peroné.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 3,5 mm.



● Tornillo bloqueado ø 3,5 mm.

Disponibile en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10704-006	Placa de Reconstrucción Recta	6	76
10704-007	Placa de Reconstrucción Recta	7	88
10704-008	Placa de Reconstrucción Recta	8	100
10704-009	Placa de Reconstrucción Recta	9	112
10704-010	Placa de Reconstrucción Recta	10	124
10704-012	Placa de Reconstrucción Recta	12	148