


PLACA PARA TIBIA DISTAL MEDIAL

INDICACIÓN:

Fractura Distal Tibial.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 3,5 mm y tornillos esponjosos Ø 4,0 mm.



● Tornillo bloqueado ø 3,5 mm.

Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10724-006	Placa para Tibial Distal Medial IZQ II	6	142
10724-008	Placa para Tibial Distal Medial IZQ II	8	168
10724-010	Placa para Tibial Distal Medial IZQ II	10	194
10724-106	Placa para Tibial Distal Medial DER II	6	142
10724-108	Placa para Tibial Distal Medial DER II	8	168
10724-110	Placa para Tibial Distal Medial DER II	10	194