

PLACA PARA TIBIA DISTAL YAP

INDICACIÓN:

Fractura Distal Posterior de Tibia.

Se coloca con tornillos bloqueados \varnothing 3,5 mm. y tornillos corticales 3,5 mm.



● Tornillo bloqueado \varnothing 3,5 mm.

Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10725-405	Placa para Tibia Distal Posterior YAP Izquierda	5	65
10725-407	Placa para Tibia Distal Posterior YAP Izquierda	7	89
10725-409	Placa para Tibia Distal Posterior YAP Izquierda	9	113
10725-505	Placa para Tibia Distal Posterior YAP Derecha	5	65
10725-507	Placa para Tibia Distal Posterior YAP Derecha	7	89
10725-509	Placa para Tibia Distal Posterior YAP Derecha	9	113