

PLACA PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL

INDICACIÓN:

Fractura Proximal Tibial Lateral.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 3,5 mm y tornillos esponjosos Ø 6,5 mm para la cabeza de la placa. Tornillos bloqueados Ø 5,0 mm y tornillos corticales Ø 4,5 mm. para la rama.



● Tornillo bloqueado ø 3,5 mm.

● Tornillo bloqueado ø 5,0 mm.

Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10739-204	Placa para Tibia Proximal Lateral IZQ	4	108
10739-206	Placa para Tibia Proximal Lateral IZQ	6	140
10739-208	Placa para Tibia Proximal Lateral IZQ	8	172
10739-210	Placa para Tibia Proximal Lateral IZQ	10	204
10739-212	Placa para Tibia Proximal Lateral IZQ	12	236
10739-304	Placa para Tibia Proximal Lateral DER	4	108
10739-306	Placa para Tibia Proximal Lateral DER	6	140
10739-308	Placa para Tibia Proximal Lateral DER	8	172
10739-310	Placa para Tibia Proximal Lateral DER	10	204
10739-312	Placa para Tibia Proximal Lateral DER	12	236