

PLACA PARA HÚMERO MEDIAL DISTAL

INDICACIÓN:

Fractura distal de húmero o supradondilar de húmero.

Se coloca con tornillos bloqueados \varnothing 2,7 mm en la cabeza de la placa. En la rama se colocan tornillos bloqueados y tornillos corticales \varnothing 3,5 mm. También tornillos esponjosos \varnothing 4,0 mm.



● Tornillo bloqueado \varnothing 2,7 mm.

● Tornillo bloqueado \varnothing 3,5 mm.

Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10718-003	Placa para Húmero Distal Medial IZQ	3	85
10718-103	Placa para Húmero Distal Medial DER	3	85
10718-005	Placa para Húmero Distal Medial IZQ	5	111
10718-105	Placa para Húmero Distal Medial DER	5	111
10718-007	Placa para Húmero Distal Medial IZQ	7	137
10718-107	Placa para Húmero Distal Medial DER	7	137
10718-009	Placa para Húmero Distal Medial IZQ	9	163
10718-109	Placa para Húmero Distal Medial DER	9	163
10718-011	Placa para Húmero Distal Medial IZQ	11	189
10718-111	Placa para Húmero Distal Medial DER	11	189
10718-013	Placa para Húmero Distal Medial IZQ	13	215
10718-113	Placa para Húmero Distal Medial DER	13	215