


PLACA PARA HÚMERO PROXIMAL III

INDICACIÓN:

Fractura proximal de húmero.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 3,5 mm, tornillos esponjosos Ø 4,0 mm y tornillos corticales Ø 3,5 mm.



● Tornillo bloqueado ø 3,5 mm.

Disponibile en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10735-003	Placa para Húmero Proximal III	3	90
10735-004	Placa para Húmero Proximal III	4	102
10735-005	Placa para Húmero Proximal III	5	114
10735-006	Placa para Húmero Proximal III	6	146
10735-008	Placa para Húmero Proximal III	8	178
10735-010	Placa para Húmero Proximal III	10	210
10735-012	Placa para Húmero Proximal III	12	242