

PLACA PARA HÚMERO RECTA

INDICACIÓN:

Fractura de diáfisis humeral.

Se coloca con tornillos bloqueados \varnothing 3,5 mm y tornillos corticales \varnothing 3,5 mm.



● Tornillo bloqueado \varnothing 3,5 mm.

Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10700-005	Placa Recta Para Húmero	5	69
10700-006	Placa Recta Para Húmero	6	82
10700-007	Placa Recta Para Húmero	7	95
10700-008	Placa Recta Para Húmero	8	108
10700-009	Placa Recta Para Húmero	9	121
10700-010	Placa Recta Para Húmero	10	134
10700-011	Placa Recta Para Húmero	11	147
10700-012	Placa Recta Para Húmero	12	160