

PLACA PARA RADIO DISTAL YAP

INDICACIÓN:

Fractura Distal de Radio.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 2,5 mm. rosca total y parcial en la cabeza.

También tornillos Ø 2,5 mm rosca total. Se pueden utilizar pines bloqueados Ø 2,0 mm. Y en la rama tornillos bloqueados Ø 3,5 mm. y tornillos corticales Ø 3,5 mm.



Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10709-403	Placa para Radio Distal Medial (YAP) Izquierda	3	59
10709-404	Placa para Radio Distal Medial (YAP) Izquierda	4	71
10709-405	Placa para Radio Distal Medial (YAP) Izquierda	5	83
10709-407	Placa para Radio Distal Medial (YAP) Izquierda	7	107
10709-503	Placa para Radio Distal Medial (YAP) Derecha	3	59
10709-504	Placa para Radio Distal Medial (YAP) Derecha	4	71
10709-505	Placa para Radio Distal Medial (YAP) Derecha	5	83
10709-507	Placa para Radio Distal Medial (YAP) Derecha	7	107