

PLACA PARA FUSIÓN DE ARTICULACIÓN TARSO-METATARSIANA (TMT) 1 CUNEIFORME MEDIAL



OVERFIX®

Descripción


- Disponible para fusión de las articulaciones tarsometatarsianas 2 y 3.
- Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.5 mm).
- La placa posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.
- Orificio para la colocación de guía y fijación preliminar de la placa al hueso.




Tornillos

2.7 mm y 3.0 mm.

Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.



Placas

	COD	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	ORIFICIOS
	10807-005	Placa Bloqueada para Articulación del 1º Metatarsal Medial Cuneiforme (Sistema Lisfranc)	Pequeña	5
	10807-006	Placa Bloqueada para Articulación del 1º Metatarsal Medial Cuneiforme (Sistema Lisfranc)	Larga	6