


PLACA PARA FUSIÓN DE ARTICULACIÓN TARSO-METATARSIANA (TMT) 2 CUNEIFORME DORSAL



OVERFIX®

Descripción


- Disponible para fusión de las articulaciones tarsometatarsianas 2.
- Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.5 mm).
- La placa posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.
- Orificio para la colocación de guía y fijación preliminar de la placa al hueso.



Tornillos

2.7 mm y 3.0 mm.

Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.



Placas

	COD	DESCRIPCIÓN	LADO	ORIFICIOS
	10808-007	Placa Bloqueada para Articulación del 2° Metatarsal Dorsal Cuneiforme (Sistema Lisfranc)	Izq	7 1 en la cabeza
	10808-008	Placa Bloqueada para Articulación del 2° Metatarsal Dorsal Cuneiforme (Sistema Lisfranc)		8 3 en la cabeza
	10808-208	Placa Bloqueada para Articulación del 2° Metatarsal Dorsal Cuneiforme (Sistema Lisfranc)		8 4 en la cabeza
	10808-009	Placa Bloqueada para Articulación del 2° Metatarsal Dorsal Cuneiforme (Sistema Lisfranc)	Izq	9 4 en la cabeza
	10808-107	Placa Bloqueada para Articulación del 2° Metatarsal Dorsal Cuneiforme (Sistema Lisfranc)	Der	7 1 en la cabeza
	10808-108	Placa Bloqueada para Articulación del 2° Metatarsal Dorsal Cuneiforme (Sistema Lisfranc)		8 3 en la cabeza
	10808-308	Placa Bloqueada para Articulación del 2° Metatarsal Dorsal Cuneiforme (Sistema Lisfranc)		8 4 en la cabeza
	10808-109	Placa Bloqueada para Articulación del 2° Metatarsal Dorsal Cuneiforme (Sistema Lisfranc)	Der	9 4 en la cabeza