


PLACA PARA OSTEOTOMÍA METATARSIANA

OVERFIX[®]



Descripción


- Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.5 mm).
- La placa posee un orificio que brinda espacio para la colocación injerto óseo. Facilita el proceso de la oseointegración.
- Posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.
- Orificio para la colocación de guía y fijación preliminar de la placa al hueso.




Tornillos

2.7 mm y 3.0 mm.

Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.



Placas

	COD	DESCRIPCIÓN	LADO	ORIFICIOS
	10804-005	Placa Bloqueada para Osteotomía Metatarsal	Izq	5
	10804-105	Placa Bloqueada para Osteotomía Metatarsal	Der	5