

# PLACA PARA OSTEOTOMÍA DE TIBIA DISTAL

# OVERFIX®



## Indicación

Fracturas intraarticulares y extraarticulares de tibia distal.

## Descripción

- Su diseño de fusión multi-articular facilita la reconstrucción de los arcos del pie.
- Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.5 mm).
- Posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.
- Orificio para la colocación de guía y fijación preliminar de la placa al hueso.



## Tornillos

3.5 mm.

Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.

## Placas



COD	DESCRIPCIÓN	LADO	ORIFICIOS	
10813-009	Placa Bloqueada para Osteotomía Tibial	Izq	1	9
10813-109	Placa Bloqueada para Osteotomía Tibial	Der	1	9
10813-010	Placa Bloqueada para Osteotomía Tibial	Izq	2	10
10813-110	Placa Bloqueada para Osteotomía Tibial	Der	2	10
10813-011	Placa Bloqueada para Osteotomía Tibial	Izq	3	11
10813-111	Placa Bloqueada para Osteotomía Tibial	Der	3	11