



Sistema de Fijación Occipito-Cervical

CARACTERÍSTICAS



TORNILLOS MULTIAXIALES

Permiten 60° en rotación y un ángulo de 30° en cualquier dirección. La cabeza giratoria reduce el contorneado de la barra.



TORNILLOS DE FIJACIÓN

Los hilos inversos reducen el perfil y mejoran la resistencia al cruce. El tornillo de ajuste interno facilita la colocación independiente y la visualización en cirugía.




PLACAS OCCIPITALES

Dos opciones de placas occipitales disponibles.



BARRA

Barra de titanio de Ø 3.5 de resistencia fiable. Se contornea fácilmente para adaptarse a la anatomía individual.




CONECTORES TRANSVERSALES

Facilitan la colocación de tornillos no lineales. Permiten mayor ángulo de inserción del tornillo.



CROSSLINK DE BAJO PERFIL



CONECTOR DOMINÓ PARALELO

CONECTOR OCCIPITAL

GANCHO PEDICULAR

Sistema de Fijación Occipito-Cervical

TORNILLO MULTIAxIAL ESPONJOSO



CÓDIGO	D	L
50603508	Φ3.5	8
50603510	Φ3.5	10
50603512	Φ3.5	12
50603514	Φ3.5	14
50603516	Φ3.5	16
50603518	Φ3.5	18
50603520	Φ3.5	20
50603522	Φ3.5	22
50603524	Φ3.5	24
50603526	Φ3.5	26
50603528	Φ3.5	28
50603530	Φ3.5	30
50603532	Φ3.5	32
50603534	Φ3.5	34
50604008	Φ4.0	8
50604010	Φ4.0	10
50604012	Φ4.0	12
50604014	Φ4.0	14
50604016	Φ4.0	16
50604018	Φ4.0	18
50604020	Φ4.0	20
50604022	Φ4.0	22
50604024	Φ4.0	24
50604026	Φ4.0	26
50604028	Φ4.0	28
50604030	Φ4.0	30

TORNILLO MULTIAxIAL CORTICAL



CÓDIGO	D	L
50614020	Φ4.0	20
50614022	Φ4.0	22
50614024	Φ4.0	24
50614026	Φ4.0	26
50614028	Φ4.0	28
50614030	Φ4.0	30
50614032	Φ4.0	32
50614034	Φ4.0	34
50614036	Φ4.0	36
50614038	Φ4.0	38
50614040	Φ4.0	40
50614042	Φ4.0	42
50614044	Φ4.0	44
50614046	Φ4.0	46
50614048	Φ4.0	48
50614050	Φ4.0	50
50614052	Φ4.0	52

TORNILLO CORTICAL SHAFT



CÓDIGO	D	L
50623526	Φ3.5	26
50623528	Φ3.5	28
50623530	Φ3.5	30
50623532	Φ3.5	32
50623534	Φ3.5	34
50623536	Φ3.5	36
50623538	Φ3.5	38
50623540	Φ3.5	40

TORNILLO OCCIPITAL



CÓDIGO	D	L
50633506	Φ3.5	6
50633508	Φ3.5	8
50633510	Φ3.5	10
50633512	Φ3.5	12
50633514	Φ3.5	14
50633516	Φ3.5	16
50633518	Φ3.5	18
50634006	Φ4.0	6
50634008	Φ4.0	8
50634010	Φ4.0	10
50634012	Φ4.0	12
50634014	Φ4.0	14
50634016	Φ4.0	16
50634018	Φ4.0	18
50634020	Φ4.0	20

BARRA



CÓDIGO	D	L
50690000	Φ3.5	80
50690001	Φ3.5	120
50690002	Φ3.5	240
50690100	Φ3.5/Φ5.5	120/170
50690101	Φ3.5/Φ5.5	240/250
50690102	Φ3.5/Φ5.5	190/500



GANCHO PEDICULAR

CÓDIGO	TIPO
50692000	Corto
50692100	Largo



TRAVESAÑO BAJO PERFIL

CÓDIGO	L
50695040	40
50695045	45
50695050	50
50695055	55
50695060	60
50695065	65
50695070	70
50695075	75



TRAVESAÑO CROSSLINK-C

CÓDIGO	L
50695140	40
50695145	45
50695150	50
50695155	55
50695160	60
50695165	65
50695170	70
50695175	75



PLACA OCCIPITAL

CÓDIGO	TIPO
50691000	3 orificios
50691100	4 orificios



BLOQUEADOR

CÓDIGO	D
50694000	Φ6



CONECTOR OCCIPITAL

CÓDIGO	50693300
--------	----------



CONECTOR TRANSVERSAL ABIERTO

CÓDIGO	50693000
--------	----------



CONECTOR TRANSVERSAL CERRADO

CÓDIGO	50693100
--------	----------



CONECTOR PARALELO

CÓDIGO	50693200
--------	----------