

Miembro Inferior

PLACAS Y TORNILLOS



OVERFIX[®]
— TRAUMA —

bioadvance
— DISPOSITIVOS MÉDICOS —





PLACA PARA FÉMUR PROXIMAL DHS 135°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10747-004	Placa para Fémur Proximal DHS 135°	4	83
10747-005	Placa para Fémur Proximal DHS 135°	5	101
10747-006	Placa para Fémur Proximal DHS 135°	6	119
10747-008	Placa para Fémur Proximal DHS 135°	8	155
10747-010	Placa para Fémur Proximal DHS 135°	10	191
10747-012	Placa para Fémur Proximal DHS 135°	12	227

Disponible en Titanio.

PLACA PARA FÉMUR DISTAL CONDYLAR DCS 95°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10748-006	Placa para Fémur Distal Condylar DCS 95°	6	143
10748-008	Placa para Fémur Distal Condylar DCS 95°	8	175
10748-010	Placa para Fémur Distal Condylar DCS 95°	10	207
10748-012	Placa para Fémur Distal Condylar DCS 95°	12	239

Disponible en Titanio.

TORNILLO CEFÁLICO DHS/DCS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO (mm)
10403-050	Tornillo Cefálico DHS/DCS	50
10403-055	Tornillo Cefálico DHS/DCS	55
10403-060	Tornillo Cefálico DHS/DCS	60
10403-065	Tornillo Cefálico DHS/DCS	65
10403-070	Tornillo Cefálico DHS/DCS	70
10403-075	Tornillo Cefálico DHS/DCS	75
10403-080	Tornillo Cefálico DHS/DCS	80
10403-085	Tornillo Cefálico DHS/DCS	85
10403-090	Tornillo Cefálico DHS/DCS	90
10403-095	Tornillo Cefálico DHS/DCS	95
10403-100	Tornillo Cefálico DHS/DCS	100
10403-105	Tornillo Cefálico DHS/DCS	105
10403-110	Tornillo Cefálico DHS/DCS	110

Disponible en Titanio.

MODELOS DE TORNILLOS

- Tornillo bloqueado ø 2,7 mm.
- Tornillo bloqueado ø 3,5 mm.
- Tornillo bloqueado ø 5,0 mm.
- Tornillo bloq. canulado ø 6,5 mm.



PLACA PARA TROCANTER DE FÉMUR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS
10741-005	Placa para Trocater de Fémur Izquierda	5
10741-105	Placa para Trocater de Fémur Derecha	5

Disponible en Titanio.

PLACA PARA CUELLO DE FÉMUR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS
10742-005	Placa para Cuello de Fémur Izquierda	5
10742-105	Placa para Cuello de Fémur Derecha	5

Disponible en Titanio.

PLACA ANCHA PARA FÉMUR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10703-007	Placa Ancha para Fémur	7	128
10703-008	Placa Ancha para Fémur	8	146
10703-009	Placa Ancha para Fémur	9	164
10703-010	Placa Ancha para Fémur	10	182
10703-012	Placa Ancha para Fémur	12	218
10703-014	Placa Ancha para Fémur	14	254
10703-016	Placa Ancha para Fémur	16	290

Disponible en Titanio.

PLACA PARA FÉMUR DISTAL LATERAL CONDYLAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10722-005	Placa para Fémur Distal Lateral Condylar IZQ	5	161
10722-007	Placa para Fémur Distal Lateral Condylar IZQ	7	201
10722-009	Placa para Fémur Distal Lateral Condylar IZQ	9	241
10722-011	Placa para Fémur Distal Lateral Condylar IZQ	11	281
10722-013	Placa para Fémur Distal Lateral Condylar IZQ	13	321
10722-105	Placa para Fémur Distal Lateral Condylar DER	5	161
10722-107	Placa para Fémur Distal Lateral Condylar DER	7	201
10722-109	Placa para Fémur Distal Lateral Condylar DER	9	241
10722-111	Placa para Fémur Distal Lateral Condylar DER	11	281
10722-113	Placa para Fémur Distal Lateral Condylar DER	13	321

Disponible en Titanio.

MODELOS DE TORNILLOS

- Tornillo bloqueado ø 2,7 mm.
- Tornillo bloqueado ø 3,5 mm.
- Tornillo bloqueado ø 5,0 mm.
- Tornillo bloq. canulado ø 6,5 mm.



PLACA PARA FÉMUR PROXIMAL LATERAL I

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10721-005	Placa para Fémur Proximal Lateral IZQ I	5	136
10721-007	Placa para Fémur Proximal Lateral IZQ I	7	172
10721-009	Placa para Fémur Proximal Lateral IZQ I	9	208
10721-011	Placa para Fémur Proximal Lateral IZQ I	11	244
10721-013	Placa para Fémur Proximal Lateral IZQ I	13	280
10721-105	Placa para Fémur Proximal Lateral DER I	5	136
10721-107	Placa para Fémur Proximal Lateral DER I	7	172
10721-109	Placa para Fémur Proximal Lateral DER I	9	208
10721-111	Placa para Fémur Proximal Lateral DER I	11	244
10721-113	Placa para Fémur Proximal Lateral DER I	13	280

Disponible en Titanio.

PLACA PARA FÉMUR PROXIMAL LATERAL II

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10716-005	Placa para Fémur Proximal Lateral IZQ II	5	136
10716-007	Placa para Fémur Proximal Lateral IZQ II	7	172
10716-009	Placa para Fémur Proximal Lateral IZQ II	9	208
10716-011	Placa para Fémur Proximal Lateral IZQ II	11	244
10716-013	Placa para Fémur Proximal Lateral IZQ II	13	280
10716-105	Placa para Fémur Proximal Lateral DER II	5	136
10716-107	Placa para Fémur Proximal Lateral DER II	7	172
10716-109	Placa para Fémur Proximal Lateral DER II	9	208
10716-111	Placa para Fémur Proximal Lateral DER II	11	244
10716-113	Placa para Fémur Proximal Lateral DER II	13	280

Disponible en Titanio.

SISTEMAS MÍNIMOS INVASIVOS PLACA LISS PARA FÉMUR LATERAL DISTAL LOC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
30722-405	Placa LISS para Fémur Lateral Distal LOC IZQ	5	156
30722-505	Placa LISS para Fémur Lateral Distal LOC DER	5	156
30722-407	Placa LISS para Fémur Lateral Distal LOC IZQ	7	196
30722-507	Placa LISS para Fémur Lateral Distal LOC DER	7	196
30722-409	Placa LISS para Fémur Lateral Distal LOC IZQ	9	236
30722-509	Placa LISS para Fémur Lateral Distal LOC DER	9	236
30722-411	Placa LISS para Fémur Lateral Distal LOC IZQ	11	276
30722-511	Placa LISS para Fémur Lateral Distal LOC DER	11	276
30722-413	Placa LISS para Fémur Lateral Distal LOC IZQ	13	316
30722-513	Placa LISS para Fémur Lateral Distal LOC DER	13	316

Indicación:
Fractura de fémur distal lateral con sistema de estabilización percutáneo (mínimo invasivo).
Placa anatómica en diferentes largos. Su indicación está determinada para: Fracturas diafisarias distales / Supracondíleas intrarticulares / Periprotésicas.

Disponible en Titanio.

MODELOS DE TORNILLOS

- Tornillo bloqueado ø 2,7 mm.
- Tornillo bloqueado ø 3,5 mm.
- Tornillo bloqueado ø 5,0 mm.
- Tornillo bloq. canulado ø 6,5 mm.



3.5 MM PLACA LCP PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
30726-204	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	4	97
30726-304	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial DER	4	97
30726-205	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	5	110
30726-305	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial DER	5	110
30726-206	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	6	120
30726-306	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial DER	6	120
30726-208	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	8	149
30726-308	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial DER	8	149
30726-210	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	10	175
30726-310	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	10	175
30726-212	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial DER	12	201
30726-312	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	12	201

Disponible en Titanio.

5.0 MM PLACA LCP PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
30726-404	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	4	105
30726-504	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial DER	4	105
30726-405	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	5	123
30726-505	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial DER	5	123
30726-406	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	6	141
30726-506	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial DER	6	141
30726-408	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	8	171
30726-508	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial DER	8	171
30726-410	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	10	213
30726-510	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial DER	10	213
30726-412	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	12	249
30726-512	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial DER	12	249

Disponible en Titanio.

PLACA LCP PARA TIBIA MEDIAL DISTAL I

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
30748-004	Placa LCP para Tibia Medial Distal I IZQ	4	109
30748-104	Placa LCP para Tibia Medial Distal I DER	4	109
30748-006	Placa LCP para Tibia Medial Distal I IZQ	6	135
30748-106	Placa LCP para Tibia Medial Distal I DER	6	135
30748-008	Placa LCP para Tibia Medial Distal I IZQ	8	161
30748-108	Placa LCP para Tibia Medial Distal I DER	8	161
30748-010	Placa LCP para Tibia Medial Distal I IZQ	10	187
30748-110	Placa LCP para Tibia Medial Distal I DER	10	187
30748-012	Placa LCP para Tibia Medial Distal I IZQ	12	213
30748-112	Placa LCP para Tibia Medial Distal I DER	12	213
30748-014	Placa LCP para Tibia Medial Distal I IZQ	14	239
30748-114	Placa LCP para Tibia Medial Distal I DER	14	239

Disponible en Titanio.

MODELOS DE TORNILLOS

- Tornillo bloqueado ø 2,7 mm.
- Tornillo bloqueado ø 3,5 mm.
- Tornillo bloqueado ø 5,0 mm.
- Tornillo bloq. canulado ø 6,5 mm.



5.0 MM PLACA LCP PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
30727-604	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral IZQ	4	82
30727-704	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral DER	4	82
30727-605	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral IZQ	5	100
30727-705	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral DER	5	100
30727-606	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral IZQ	6	118
30727-706	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral DER	6	118
30727-608	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral IZQ	8	154
30727-708	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral DER	8	154
30727-610	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral IZQ	10	190
30727-710	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral DER	10	190
30727-612	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral IZQ	12	226
30727-712	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral DER	12	226

Indicación: Disponible en Titanio.
Fracturas intrarticulares y extrarticulares, metafisarias y epifisarias de la tibia proximal, incluidas las fracturas multifragmentarias.

3.5 MM PLACA LCP PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
30727-404	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral IZQ	4	81
30727-504	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral DER	4	81
30727-405	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral IZQ	5	94
30727-505	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral DER	5	94
30727-406	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral IZQ	6	107
30727-506	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral DER	6	107
30727-408	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral IZQ	8	130
30727-508	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral DER	8	133
30727-410	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral IZQ	10	159
30727-510	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral DER	10	159
30727-412	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral IZQ	12	185
30727-512	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Lateral DER	12	185

Disponible en Titanio.

PLACA LCP PARA TIBIA MEDIAL PROXIMAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
30749-005	Placa LCP para Tibia Medial Proximal	5	68
30749-006	Placa LCP para Tibia Medial Proximal	6	80
30749-008	Placa LCP para Tibia Medial Proximal	8	104
30749-010	Placa LCP para Tibia Medial Proximal	10	128
30749-012	Placa LCP para Tibia Medial Proximal	12	152
30749-014	Placa LCP para Tibia Medial Proximal	14	176

Se coloca con tornillos de bloqueo \varnothing 3,5 mm

Disponible en Titanio.

MODELOS DE TORNILLOS

- Tornillo bloqueado \varnothing 2,7 mm.
- Tornillo bloqueado \varnothing 3,5 mm.
- Tornillo bloqueado \varnothing 5,0 mm.
- Tornillo bloq. canulado \varnothing 6,5 mm.



PLACA ANGOSTA PARA TIBIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10702-006	Placa Angosta para Tibia	6	109
10702-007	Placa Angosta para Tibia	7	127
10702-008	Placa Angosta para Tibia	8	145
10702-009	Placa Angosta para Tibia	9	163
10702-010	Placa Angosta para Tibia	10	181
10702-012	Placa Angosta para Tibia	12	217
10702-014	Placa Angosta para Tibia	14	253

Disponible en Titanio.

PLACA PARA TIBIAL DISTAL MEDIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10724-006	Placa para Tibial Distal Medial IZQ II	6	142
10724-008	Placa para Tibial Distal Medial IZQ II	8	168
10724-010	Placa para Tibial Distal Medial IZQ II	10	194
10724-106	Placa para Tibial Distal Medial DER II	6	142
10724-108	Placa para Tibial Distal Medial DER II	8	168
10724-110	Placa para Tibial Distal Medial DER II	10	194

Disponible en Titanio.

PLACA PARA TIBIA DISTAL LATERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10737-005	Placa para Tibia Distal Lateral IZQ	5	81
10737-007	Placa para Tibia Distal Lateral IZQ	7	107
10737-009	Placa para Tibia Distal Lateral IZQ	9	133
10737-011	Placa para Tibia Distal Lateral IZQ	11	159
10737-013	Placa para Tibia Distal Lateral IZQ	13	185
10737-105	Placa para Tibia Distal Lateral DER	5	81
10737-107	Placa para Tibia Distal Lateral DER	7	107
10737-109	Placa para Tibia Distal Lateral DER	9	133
10737-111	Placa para Tibia Distal Lateral DER	11	159
10737-113	Placa para Tibia Distal Lateral DER	13	185

Disponible en Titanio.

MODELOS DE TORNILLOS

- Tornillo bloqueado ø 2,7 mm.
- Tornillo bloqueado ø 3,5 mm.
- Tornillo bloqueado ø 5,0 mm.
- Tornillo bloq. canulado ø 6,5 mm.



PLACA PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10739-204	Placa para Tibia Proximal Lateral IZQ	4	108
10739-206	Placa para Tibia Proximal Lateral IZQ	6	140
10739-208	Placa para Tibia Proximal Lateral IZQ	8	172
10739-210	Placa para Tibia Proximal Lateral IZQ	10	204
10739-212	Placa para Tibia Proximal Lateral IZQ	12	236
10739-304	Placa para Tibia Proximal Lateral DER	4	108
10739-306	Placa para Tibia Proximal Lateral DER	6	140
10739-308	Placa para Tibia Proximal Lateral DER	8	172
10739-310	Placa para Tibia Proximal Lateral DER	10	204
10739-312	Placa para Tibia Proximal Lateral DER	12	236

Disponible en Titanio.

PLACA PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL TIPO "PALO DE GOLF"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10723-005	Placa para Tibia Proximal Lateral tipo "Palo de Golf" IZQ	5	145
10723-007	Placa para Tibia Proximal Lateral tipo "Palo de Golf" IZQ	7	185
10723-009	Placa para Tibia Proximal Lateral tipo "Palo de Golf" IZQ	9	225
10723-011	Placa para Tibia Proximal Lateral tipo "Palo de Golf" IZQ	11	265
10723-013	Placa para Tibia Proximal Lateral tipo "Palo de Golf" IZQ	13	305
10723-105	Placa para Tibia Proximal Lateral tipo "Palo de Golf" DER	5	145
10723-107	Placa para Tibia Proximal Lateral tipo "Palo de Golf" DER	7	185
10723-109	Placa para Tibia Proximal Lateral tipo "Palo de Golf" DER	9	225
10723-111	Placa para Tibia Proximal Lateral tipo "Palo de Golf" DER	11	265
10723-113	Placa para Tibia Proximal Lateral tipo "Palo de Golf" DER	13	305

Disponible en Titanio.

SISTEMAS MÍNIMOS INVASIVOS PLACA LISS PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
30723-205	Placa LISS para proximal lateral tibia IZQ	5	140
30723-305	Placa LISS para proximal lateral tibia DER	5	140
30723-207	Placa LISS para proximal lateral tibia IZQ	7	180
30723-307	Placa LISS para proximal lateral tibia DER	7	180
30723-209	Placa LISS para proximal lateral tibia IZQ	9	220
30723-309	Placa LISS para proximal lateral tibia DER	9	220
30723-2011	Placa LISS para proximal lateral tibia IZQ	11	260
30723-3011	Placa LISS para proximal lateral tibia DER	11	260
30723-2013	Placa LISS para proximal lateral tibia IZQ	13	300
30723-3013	Placa LISS para proximal lateral tibia DER	13	300

Disponible en Titanio.

MODELOS DE TORNILLOS

- Tornillo bloqueado ø 2,7 mm.
- Tornillo bloqueado ø 3,5 mm.
- Tornillo bloqueado ø 5,0 mm.
- Tornillo bloq. canulado ø 6,5 mm.



PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10704-006	Placa de Reconstrucción Recta	6	76
10704-007	Placa de Reconstrucción Recta	7	88
10704-008	Placa de Reconstrucción Recta	8	100
10704-009	Placa de Reconstrucción Recta	9	112
10704-010	Placa de Reconstrucción Recta	10	124
10704-012	Placa de Reconstrucción Recta	12	148

Disponible en Titanio.

PLACA 1/3 TUBO PARA PERONÉ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
30729-004	Placa 1/3 Tubo para Peroné	4	
30729-005	Placa 1/3 Tubo para Peroné	5	62
30729-006	Placa 1/3 Tubo para Peroné	6	74
30729-007	Placa 1/3 Tubo para Peroné	7	86
30729-008	Placa 1/3 Tubo para Peroné	8	98
30729-009	Placa 1/3 Tubo para Peroné	9	
30729-010	Placa 1/3 Tubo para Peroné	10	
30729-012	Placa 1/3 Tubo para Peroné	12	

Disponible en Titanio.

PLACA PARA PERONÉ DISTAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10740-005	Placa para Peroné Distal	5	110
10740-007	Placa para Peroné Distal	7	136
10740-009	Placa para Peroné Distal	9	162
10740-011	Placa para Peroné Distal	11	188
10740-013	Placa para Peroné Distal	13	214

Disponible en Titanio.

PLACA PARA PERONÉ LATERAL DISTAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10715-004	Placa para Peroné Lateral Distal IZQ	4	92
10715-006	Placa para Peroné Lateral Distal IZQ	6	116
10715-008	Placa para Peroné Lateral Distal IZQ	8	140
10715-010	Placa para Peroné Lateral Distal IZQ	10	164
10715-012	Placa para Peroné Lateral Distal IZQ	12	188
10715-104	Placa para Peroné Lateral Distal DER	4	92
10715-106	Placa para Peroné Lateral Distal DER	6	116
10715-108	Placa para Peroné Lateral Distal DER	8	140
10715-110	Placa para Peroné Lateral Distal DER	10	164
10715-112	Placa para Peroné Lateral Distal DER	12	188

Disponible en Titanio.

MODELOS DE TORNILLOS

- Tornillo bloqueado ø 2,7 mm.
- Tornillo bloqueado ø 3,5 mm.
- Tornillo bloqueado ø 5,0 mm.
- Tornillo bloq. canulado ø 6,5 mm.



PLACA PARA PELVIS RECONSTRUCCIÓN CURVA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10743-006	Placa de Reconstrucción Curva	6	73
10743-008	Placa de Reconstrucción Curva	8	94
10743-010	Placa de Reconstrucción Curva	10	116
10743-012	Placa de Reconstrucción Curva	12	135

Disponible en Titanio.



PLACA PARA SACROILÍACO "TIPO MARIPOSA"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS
10746	Placa para Sacro Ilíaco "Tipo Mariposa"	6

Disponible en Titanio.

PLACA PARA CALCÁNEO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
10730-057	Placa para Calcáneo IZQ	15	57
10730-157	Placa para Calcáneo DER	15	57
10730-067	Placa para Calcáneo IZQ	15	67
10730-167	Placa para Calcáneo DER	15	67

Disponible en Titanio.



MODELOS DE TORNILLOS

- Tornillo bloqueado ø 2,7 mm.
- Tornillo bloqueado ø 3,5 mm.
- Tornillo bloqueado ø 5,0 mm.
- Tornillo bloq. canulado ø 6,5 mm.

TORNILLOS PARA PLACAS DE MIEMBRO INFERIOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO (mm)	LARGO (mm)
10751 - (112-160)	Tornillo Bloqueado Rosca Total	3,5	12 a 42 (Aumenta en 2 mm)
10751 - (112-160)	Tornillo Bloqueado Rosca Total	3,5	45 a 60 (Aumenta en 5 mm)
10755 - (114-150)	Tornillo Bloqueado Rosca Total	5,0	14 ~ 50 (Aumenta en 2 mm)
10757 - (055-110)	Tornillo Bloqueado Rosca Total	5,0	55 ~ 110 (Aumenta en 5 mm)
10756 - (060-120)	Tornillo Bloqueado Canulado Rosca Total	6,5	60 ~ 120 (Aumenta en 5 mm)
10760 - (060-120)	Tornillo Bloqueado Canulado Rosca Parcial	6,5	60 ~ 120 (Aumenta en 5 mm)
10751 - 210	Espaciador Bloqueado	7,0	4 mm
10755 - 215	Espaciador Bloqueado	7,0	5 mm
10503 - (010-050)	Tornillo Cortical	3,5	10 a 50 (Aumenta en 2 mm)
10508 - (020-060)	Tornillo Cortical	4,5	20 ~ 60 (Aumenta en 2 mm)
10524 - (030-080)	Tornillo Esponjoso Rosca Total	6,5	30 ~ 80 (Aumenta en 5 mm)
10526 - (030-095)	Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 16 mm	6,5	30 ~ 95 (Aumenta en 5 mm)
10528 - (045-095)	Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 32 mm	6,5	45 ~ 95 (Aumenta en 5 mm)
10532 - (030-060)	Tornillo Canulado Rosca Parcial	4,5	30 ~ 60 (Aumenta en 2 mm)
10534 - (060-110)	Tornillo Canulado Rosca Parcial 18 mm	7,3	60 ~ 110 (Aumenta en 5 mm)
10533 - (060-110)	Tornillo Canulado Rosca Parcial 32 mm	7,3	60 ~ 110 (Aumenta en 5 mm)
10403 - (050-110)	Tornillo Cefálico DHS / DCS		50 ~ 110 (Aumenta en 5 mm)





Con más de 12 años dedicados al servicio de la salud, ofrecemos las gamas más completas de prótesis, implantes e instrumentales para trauma, columna, cadera y rodilla. Nos destacamos por nuestro servicio, dispositivos de calidad y costos competitivos a nivel global.

Nuestros productos cumplen con los más altos estándares internacionales de acuerdo a las certificaciones y registros sanitarios vigentes. Implementamos procedimientos de trazabilidad y tecnovigilancia en las diferentes etapas de almacenamiento y comercialización de nuestros dispositivos. Esta rigurosidad en el control nos permite sostener un alto valor de marca, garantizando la mayor seguridad a los pacientes.

Desde nuestra sede operativa en Estados Unidos, y filiales en México, Chile y Argentina, prestamos soluciones médicas a toda Latinoamérica. Para conocer nuestras líneas de productos, por favor póngase en contacto para vincularlo con el distribuidor más cercano a su ubicación.

MÉXICO
+52 55 5925 5323
Calle Torres Adalid No. 1971
CP. 03020 Col. Narvarte Poniente
Benito Juárez, CDMX

in f @ bioadvancemed
bioadvance.com.mx

GUADALAJARA
+52 33 1656 4268
Av. Patria 179. Of. 302 y 303, Piso 3
CP. 45030. Col. Prados Guadalupe
Zapopan, Jalisco

ARGENTINA
+54 11 4765 5995
Cnel. Cetz 336, Piso 2
CP. B1642 Martínez. Buenos Aires
bioadvance.com.ar

CHILE
+56 9 8493 9874
Av. Nueva Providencia 1860 Of. 45
CP. 7500504 Santiago de Chile
bioadvance.cl

ESTADOS UNIDOS
+1786 375 3968
1001 N Federal HWY, Suite 355
CP. 33009 Hallandale Beach, FL
bioadvanceusa.com



OVERFIX[®]

— TRAUMA —

bioadvance

— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

CDMX
Calle Torres Adalid No. 1971
Colonia Narvarte Poniente
Benito Juárez
CP: 03020, CDMX

GUADALAJARA
Av. Patria 179
Of. 302 y 303, Piso 3
Colonia Prados Guadalupe
CP: 45030, Zapopan, Jalisco

CONTACTO
CDMX: +52 55 5925 5323
GDL: +52 33 1656 4268
info@bioadvance.com.mx
   bioadvancemed

bioadvance.com.mx