



PLIF Cage

CAJA DE FUSIÓN
INTERSOMÁTICA
LUMBAR POSTERIOR


OVERFIX[®]
— SPINE —

bioadvance
— DISPOSITIVOS MÉDICOS —




Caja de Fusión Intersomática Lumbar Posterior

Las cajas intersomáticas constituyen implantes de gran utilidad entre las diversas opciones quirúrgicas lumbares por sus buenos resultados médicos, por eliminar la necesidad de auto-injertos y por su excelente compatibilidad con la Resonancia Magnética Nuclear.



CARACTERÍSTICAS

Los cages tienen dientes retentivos en las superficies superior e inferior para mejorar la fijación ósea reduciendo la posibilidad de dislocación y optimizando el anclaje a los cuerpos vertebrales. Cuentan con un orificio central para permitir una osteointegración adecuada.



DIENTES ANTI-MIGRACIÓN

Optimizan el anclaje proporcionando resistencia ante el retroceso del cage

FORMA ANATÓMICA

Forma convexa y bordes redondeados para preservar la anatomía

ÁNGULO LORDÓTICO

Para una mejor adaptación a la lordosis del segmento tratado



Caja de Fusión Intersomática Lumbar Posterior

INDICACIONES

- Enfermedad degenerativa del disco
- Escoliosis
- Deformidad de la curvatura espinal
- Estenosis foraminal
- Hernia discal
- Inestabilidad segmentaria espinal
- Radiculopatía
- Estenosis espinal

OVERFIX PLIF CAGE

CÓDIGO

MEDIDA

MATERIAL

71512207

7 x 22

PEEK

71512208

8 x 22

PEEK

715122010

10 x 22

PEEK

715122012

12 x 22

PEEK

715122014

14 x 22

PEEK

71512207

7 x 26

PEEK

71512608

8 x 26

PEEK

715126010

10 x 26

PEEK

715126012

12 x 26

PEEK

715126014

14 x 26



PEEK



PLIF Cage




Instrumental Quirúrgico



PLIF Cage



Instrumental Quirúrgico



Desde nuestra sede operativa en Estados Unidos, y filiales en México, Argentina, Bolivia y Chile, ofrecemos las gamas más completas para trauma, columna, cadera y rodilla.



Nuestros dispositivos cumplen con las certificaciones de calidad y registros sanitarios vigentes en cada país. Implementamos procedimientos de trazabilidad y tecnovigilancia en las diferentes etapas de almacenamiento y comercialización. Esta rigurosidad en el control nos permite sostener un alto valor de marca, garantizando la mayor seguridad a los pacientes.

Con más de 8 años dedicados a la importación y comercialización de dispositivos médicos, nos destacamos por nuestro servicio, productos de eficiencia clínica y costos competitivos. Para conocer nuestras líneas de productos, por favor póngase en contacto para vincularlo con el distribuidor más cercano a su ubicación.



USA
1001 N Federal Hwy
S. 355, Hallandale Beach
FL 33009
+1786 375 3968
bioadvanceusa.com

CDMX
Amores 1322
Colonia del Valle Centro
CP 03100, CDMX
+52 55 5925 5323
bioadvance.com.mx

GUADALAJARA
Av. Patria 179. Of. 302 y 303, Piso 3
CP. 45030. Col. Prados Guadalupe
Zapopan, Jalisco
+52 33 1656 4268
bioadvance.com.mx

ARGENTINA
Cnel. Cetz 336, Piso 2
Martínez, B1642
Buenos Aires
+54 11 4765 5995
bioadvance.com.ar

BOLIVIA
Calle Pedro Rodríguez 3830
Santa Cruz de la Sierra
Bolivia
+59 1 7048 5050
bolivia.bioadvanceusa.com

CHILE
Av. Alonso de Cordova 5870
Of. 1711, 7560885
Santiago de Chile
+56 9 8493 9874
chile.bioadvanceusa.com



OVERFIX[®]
— SPINE —

bioadvance
— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

MÉXICO

bioadvance.com.mx

ARGENTINA

bioadvance.com.ar

BOLIVIA

bolivia.bioadvanceusa.com

CHILE

chile.bioadvanceusa.com