



MIS SNIPER

SISTEMA MÍNIMO INVASIVO DE
FIJACIÓN POSTERIOR TRANSPEDICULAR

OVERFIX[®]
— SPINE —

bioadvance
— DISPOSITIVOS MÉDICOS —



Sistema de Fijación Posterior Transpedicular

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aleación de titanio.
- Fijación multi-segmentaria.
- Tornillos de cabeza extendida.
- Fácil colocación de barra.
- Diseño de tornillo de doble rosca.
- Diversas opciones de tornillos.
- Confiable, sencillo y fácil.
- Óptimos implantes, instrumentación intuitiva, procedimientos satisfactorios.



PESTAÑAS QUE SE ROMPEN



DISEÑO DE DOBLE ROSCA

Diseño de doble rosca para una buena fuerza de sujeción en el hueso.



Rosca para hueso cortical



Rosca para hueso esponjoso



TORNILLOS DE CABEZA EXTENDIDA

Más estable que postes y camisas.
Más práctico para la colocación de la barra y bloqueador.

CUERDA INVERTIDA ANGULADA

Mejor resistencia de bloqueo.

DISEÑO DE CUERDA DE DOBLE HILO

Favorece la rápida inserción del tornillo.



TORNILLO POLIAXIAL
Ø 5.5, 6.5, 7.5 mm.
Longitud: 35-55 mm.





BLOQUEADOR



BARRA
Ø 5.5 mm.
Longitudes: 40-300 mm.

Sistema de Fijación Posterior Transpedicular


TORNILLO	CÓDIGO	DIÁMETRO	BARRA	CÓDIGO	DIÁMETRO	MEDIDA
	232536335	ø5.5×35		232519204	ø5.5	40mm
	232536340	ø5.5×40		232519205	ø5.5	50mm
	232536345	ø5.5×45		232519206	ø5.5	60mm
	232536350	ø5.5×50		232519207	ø5.5	70mm
	232536355	ø5.5×55		232519208	ø5.5	80mm
	232536560	ø6.5×35		232519209	ø5.5	90mm
	232536540	ø6.5×40		232519210	ø5.5	100mm
	232536545	ø6.5×45		232519211	ø5.5	110mm
	232536550	ø6.5×50		232519212	ø5.5	120mm
	232536555	ø6.5×55		232519213	ø5.5	130mm
	232536735	ø7.5×35		232519214	ø5.5	140mm
	232536740	ø7.5×40		232519215	ø5.5	150mm
	232536745	ø7.5×45		232519220	ø5.5	200mm
	232536750	ø7.5×50		232519225	ø5.5	250mm
	232536755	ø7.5×55		232519230	ø5.5	300mm

TUERCA DE BLOQUEO

CÓDIGO



232522801



Desde nuestra sede operativa en Estados Unidos, y filiales en México, Argentina, Bolivia y Chile, ofrecemos las gamas más completas para trauma, columna, cadera y rodilla.



Nuestros dispositivos cumplen con las certificaciones de calidad y registros sanitarios vigentes en cada país. Implementamos procedimientos de trazabilidad y tecnovigilancia en las diferentes etapas de almacenamiento y comercialización. Esta rigurosidad en el control nos permite sostener un alto valor de marca, garantizando la mayor seguridad a los pacientes.

Con más de 8 años dedicados a la importación y comercialización de dispositivos médicos, nos destacamos por nuestro servicio, productos de eficiencia clínica y costos competitivos. Para conocer nuestras líneas de productos, por favor póngase en contacto para vincularlo con el distribuidor más cercano a su ubicación.



USA
1001 N Federal Hwy
S. 355, Hallandale Beach
FL 33009
+1786 375 3968
bioadvanceusa.com

CDMX
Amores 1322
Colonia del Valle Centro
CP 03100, CDMX
+52 55 5925 5323
bioadvance.com.mx

GUADALAJARA
Av. Patria 179. Of. 302 y 303, Piso 3
CP. 45030. Col. Prados Guadalupe
Zapopan, Jalisco
+52 33 1656 4268
bioadvance.com.mx

ARGENTINA
Cnel. Cetz 336, Piso 2
Martínez, B1642
Buenos Aires
+54 11 4765 5995
bioadvance.com.ar

BOLIVIA
Calle Pedro Rodríguez 3830
Santa Cruz de la Sierra
Bolivia
+59 1 7048 5050
bolivia.bioadvanceusa.com

CHILE
Av. Alonso de Cordova 5870
Of. 1711, 7560885
Santiago de Chile
+56 9 8493 9874
chile.bioadvanceusa.com



OVERFIX[®]
— SPINE —

bioadvance
— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

MÉXICO

bioadvance.com.mx

ARGENTINA

bioadvance.com.ar

BOLIVIA

bolivia.bioadvanceusa.com

CHILE

chile.bioadvanceusa.com