

Sistema de Placas Pediátricas



OVERFIX[®]
— TRAUMA —

bioadvance
— DISPOSITIVOS MÉDICOS —



PLACAS PEDIÁTRICAS



Indicación

Las placas pediátricas están diseñadas para niños de 2 a 16 años, y pacientes adultos de estatura pequeña.

- Coxa varus
- Coxa valgus
- Displasia del desarrollo de la cadera (DDH)
- Fracturas del fémur proximal

Variedad de ángulos según el tipo de cirugía:

- Placas para osteotomías femorales de varización disponibles con ángulos de tornillo de 100° y 110°
- Placas para trauma y osteotomías derrotatorias del fémur disponibles con ángulos de tornillo de 120°
- Placas para osteotomías de valguización disponibles con ángulos de tornillo de 150°



PLACAS PEDIÁTRICAS

Características

2 tornillos en el cuello femoral y 1 calcar para asegurar una excelente fijación

Diseño universal para fémur proximal izquierdo y derecho

El posicionamiento inicial de la placa con alambres de Kirschner permite un ajuste fácil con menor daño óseo


Su diseño anatómico simplifica el posicionamiento en el hueso y reduce los riesgos de irritación de tejidos blandos

En el eje se pueden usar tanto tornillos bloqueados como corticales

Bordes altamente pulidos y extremo cónico distal para minimizar la irritación de los tejidos blandos



El contacto limitado de la placa en el periostio minimiza los problemas de circulación sanguínea




PLACAS PEDIÁTRICAS

Placas	COD	DESCRIPCIÓN	ANGULACIÓN	ORIFICIOS
	19904003	Placa Bloqueada Pediátrica 3.5	100°	3
	19904103	Placa Bloqueada Pediátrica 3.5	110°	3
	19904204	Placa Bloqueada Pediátrica 3.5	120°	4
	19904206	Placa Bloqueada Pediátrica 3.5	120°	6
	19904303	Placa Bloqueada Pediátrica 3.5	150°	3
	19904403	Placa Bloqueada Pediátrica 5.0	100°	3
	19904503	Placa Bloqueada Pediátrica 5.0	110°	3
	19904604	Placa Bloqueada Pediátrica 5.0	120°	4
	19904606	Placa Bloqueada Pediátrica 5.0	120°	6
	19904703	Placa Bloqueada Pediátrica 5.0	150°	3

Tornillos	COD	DESCRIPCIÓN	LARGO (mm)
	10751112-10751142	ø3.5 Tornillo Bloqueado (Autoperforante, torx)	12-42 (2mm incremento)
	10751145-10751160	ø3.5 Tornillo Bloqueado (Autoperforante, torx)	45-60 (5mm incremento)
	10503010-10503050	HA3.5 Tornillo Cortical	10-50 (2mm incremento)
	10755114-10755150	ø5.0 Tornillo Bloqueado (Autoperforante, torx)	14-50 (2mm incremento)
	10757055-10757110	ø5.0 Tornillo Bloqueado (Autoperforante, torx)	55-110 (5mm incremento)
	10508020-10508060	HA4.5 Tornillo Cortical	20-60 (2mm incremento)

Instrumental



OVERFIX[®]

— TRAUMA —

bioadvance

— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

CDMX
Calle Torres Adalid No. 1971
Colonia Narvarte Poniente
Benito Juárez
CP: 03020, CDMX

GUADALAJARA
Av. Patria 179
Of. 302 y 303, Piso 3
Colonia Prados Guadalupe
CP: 45030, Zapopan, Jalisco

CONTACTO
CDMX: +52 55 5925 5323
GDL: +52 33 1656 4268
info@bioadvance.com.mx
   bioadvancemed

bioadvance.com.mx