



COALES-AC Cage

CAJA DE FUSIÓN
INTERVERTEBRAL
CERVICAL

OVERFIX[®]
— SPINE —


bioadvance
— DISPOSITIVOS MÉDICOS —



Caja de Fusión Intervertebral Cervical (2T)

Las cajas intersomáticas constituyen implantes de gran utilidad entre las diversas opciones quirúrgicas lumbares por sus buenos resultados médicos, por eliminar la necesidad de auto-injertos y por su excelente compatibilidad con la Resonancia Magnética Nuclear.

CARACTERÍSTICAS



DISEÑO DE PERFIL CERO

Reduce el riesgo de disfagia. Evita osificación en el nivel adyacente.



FORMA ANATÓMICA

Se adapta con precisión al espacio intervertebral



ESPACIADOR PEEK

Permite la visualización de la fusión ósea

MARCADOR DE TANTALIO

Proporciona mejor visualización que la aleación de titanio

BLOQUEO DE UN PASO

Facilidad de uso

TORNILLOS

Autorroscante y autopercutor



Caja de Fusión Intervertebral Cervical (2T)

MATERIAL

- Implante radiotransparente
- Polímero PEEK versión de grado médico de excelente biocompatibilidad
- Resistencia similar al hueso que contribuye a la carga compartida
- Marcador de tantalio radiopaco

CAGE COALES-AC (2T)



CÓDIGO

MEDIDA

71540005

5mm

71540006

6mm

71540007

7mm

71540008

8mm

71540009

9mm

71540010

10mm

71540011

11mm

71540012

12mm

TORNILLOS DE BLOQUEO



CÓDIGO

DIÁMETRO

LARGO

51583012

Ø3.0

12mm

51583014

Ø3.0

14mm

51583016

Ø3.0

16mm

51583018

Ø3.0

18mm

Desde nuestra sede operativa en Estados Unidos, y filiales en México, Argentina, Bolivia y Chile, ofrecemos las gamas más completas para trauma, columna, cadera y rodilla.



Nuestros dispositivos cumplen con las certificaciones de calidad y registros sanitarios vigentes en cada país. Implementamos procedimientos de trazabilidad y tecnovigilancia en las diferentes etapas de almacenamiento y comercialización. Esta rigurosidad en el control nos permite sostener un alto valor de marca, garantizando la mayor seguridad a los pacientes.

Con más de 8 años dedicados a la importación y comercialización de dispositivos médicos, nos destacamos por nuestro servicio, productos de eficiencia clínica y costos competitivos. Para conocer nuestras líneas de productos, por favor póngase en contacto para vincularlo con el distribuidor más cercano a su ubicación.



USA
1001 N Federal Hwy
S. 355, Hallandale Beach
FL 33009
+1786 375 3968
bioadvanceusa.com

CDMX
Amores 1322
Colonia del Valle Centro
CP 03100, CDMX
+52 55 5925 5323
bioadvance.com.mx

GUADALAJARA
Av. Patria 179. Of. 302 y 303, Piso 3
CP. 45030. Col. Prados Guadalupe
Zapopan, Jalisco
+52 33 1656 4268
bioadvance.com.mx

ARGENTINA
Cnel. Cetz 336, Piso 2
Martínez, B1642
Buenos Aires
+54 11 4765 5995
bioadvance.com.ar

BOLIVIA
Calle Pedro Rodríguez 3830
Santa Cruz de la Sierra
Bolivia
+59 1 7048 5050
bolivia.bioadvanceusa.com

CHILE
Av. Alonso de Cordova 5870
Of. 1711, 7560885
Santiago de Chile
+56 9 8493 9874
chile.bioadvanceusa.com



OVERFIX[®]
— SPINE —

bioadvance
— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

MÉXICO

bioadvance.com.mx

ARGENTINA

bioadvance.com.ar

BOLIVIA

bolivia.bioadvanceusa.com

CHILE

chile.bioadvanceusa.com