

bioadvance®
— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

ACE®

SISTEMA DE COPA ACETABULAR
DOBLE MOVILIDAD



Jri
Orthopaedics

MADE IN
SHEFFIELD
ENGLAND

CE

SISTEMA COPA ACETABULAR ACE®



DOBLE MOVILIDAD

CARACTERÍSTICAS


El Sistema ACE® puede usarse en varias combinaciones, con todas las opciones de copas y superficies, incluida la movilidad dual.

Para garantizar la seguridad del paciente y la confianza del cirujano, su diseño está basado en tecnología clínicamente probada.



5 en 1: cinco opciones de insertos que encajan en una misma copa acetabular:

- Permite la elección transquirúrgica, de las diferentes opciones de insertos.
- Más alternativas para patologías complejas y opciones de revisión si es necesario.
- Relaciones de diámetro de cabeza-inserto maximizadas.
- Las copas ACE de perfil bajo, ofrecen un inserto cerámico de 32mm en una copa de 46mm, 36mm en una copa de 50mm y 40mm en una copa de 54mm



Centro de rotación consistente en todas las opciones de insertos y medidas de cabezas:

- Permite cambiar los insertos sin tener en cuenta el offset.
- Hace posible la corrección del inserto a una medida diferente sin la necesidad de volver a cortar o reposicionar los componentes acetabulares o femorales.

SISTEMA COPA ACETABULAR ACE®



DOBLE MOVILIDAD



COMBINACIONES

COPA ACE H-A-C		CERÁMICA DELTA	INSERTO DE ENLACES CRUZADOS	INSERTO DE ENLACES CRUZADOS CEJA 10°	INSERTO DE ENLACES CRUZADOS CEJA 20°	COPA DOBLE MOVILIDAD	INSERTO DE ENLACES CRUZADOS DOBLE MOVILIDAD
001-44-00 001-46-00	44/46	000-44-28	002-44-28	003-44-28			
001-46-01 001-48-00 001-50-00	46/48/50	000-46-32 000-46-28	002-46-32 002-46-28	003-46-32 003-46-28	005-46-32 005-46-28	006-46-36	007-36-22
001-50-01 001-52-00 001-54-00	50/52/54	000-50-36 000-50-32	002-50-36 002-50-32 002-50-28	003-50-36 003-50-32 003-50-28	005-50-36 005-50-32 005-50-28	006-50-40	007-40-22
001-54-01 001-56-00 001-58-00	54/56/58	000-54-40 000-54-36 000-54-32	002-54-36 002-54-32 002-54-28	003-54-36 003-54-32 003-54-28	005-54-36 005-54-32 005-54-28	006-54-44	007-44-22 007-44-28
001-60-00 001-62-00 001-64-00	60/62/64	000-60-40 000-60-36 000-60-32	002-60-36 002-60-32 002-60-28	003-60-36 003-60-32 003-60-28	005-60-36 005-60-32 005-60-28	006-60-48	007-48-22 007-48-28
INSERTOS DE PRUEBA Azul: Inserto simétrico & Inserto de cerámica. Verde: Inserto de 10° Naranja: Inserto de 20° Gris: Inserto Doble Movilidad							

XX-XX-XX= Código del Producto
 XX-XX-XX Diámetro exterior
 XX-XX-XX = Tamaño del inserto

XX-XX-01 = Optimo para cabezas grandes
 No utilizar tapones de cierre ACE



ACE
 Tornillo de perfil bajo uso de cabezas más grandes
 009-00-12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Desde 2013 dedicados a la importación y comercialización de dispositivos médicos, nos destacamos por nuestro servicio, productos de eficiencia clínica comprobada y costos competitivos. Ofrecemos las gamas más completas de implantes, instrumentales y equipamiento quirúrgico para artroplastia de cadera, rodilla y hombro, osteosíntesis, columna y medicina del deporte.



Nuestros dispositivos cumplen con las certificaciones de calidad y registros sanitarios vigentes en cada país. Implementamos procedimientos de trazabilidad y tecnovigilancia en las diferentes etapas de almacenamiento y comercialización. Esta rigurosidad en el control nos permite sostener un alto valor de marca, garantizando la mayor seguridad a los pacientes.

Para conocer nuestras líneas de productos, por favor póngase en contacto para vincularlo con el representante comercial más cercano a su ubicación.



CDMX
 Amores 1322
 Colonia del Valle Centro
 CDMX
 +52 55 5925 5323



GUADALAJARA
 Av. Patria 179. Of. 302 y 303,
 Piso 3, Col. Prados Guadalupe
 Zapopan, Jalisco
 +52 33 1656 4268



SEDE CENTRAL
 Cnel. Cetz 336, Piso 2
 Martínez, Buenos Aires
 Argentina
 +54 11 4765 5995



Pedro Rodríguez 3830
 Santa Cruz de la Sierra
 Bolivia
 +59 1 7048 5050



Av. Santa María 2670 Of. 503
 Providencia, Santiago de
 Chile
 +56 2 6465 9897



SÍGANOS EN

 BioadvanceMed



Jri
Orthopaedics

DISPOSITIVOS MÉDICOS
bioadvance[®]
— *LATAM* —



bioadvancelatam.com