



bioadvance[®]
— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

FURLONG
EVOLUTION[®]
VÁSTAGO FEMORAL CORTO



Jri
Orthopaedics

 **MADE IN SHEFFIELD**
ENGLAND

CE

7A*
ODEP

Awarded
ODEP 7A*
Dec. 2020

VÁSTAGO FEMORAL CORTO

El Sistema Furlong Evolution® fue diseñado para tratar a pacientes de todas las edades con demandas de estilo de vida y necesidades anatómicas desafiantes.

Creado por cirujanos para cirujanos, Furlong Evolution® ofrece una mayor flexibilidad operativa en un vástago que conserva el hueso.

El Sistema Furlong Evolution® cuenta con los siguientes componentes:

- Vástago con/sin Cuello Ángulo CCD 126° - Estándar Offset/High Offset Furlong Evolution
- Vástago con/sin Cuello Ángulo CCD 133° - Estándar Offset/High Offset Furlong Evolution
- Cabeza Femoral de Cerámica Biolox Delta
- Cabeza Femoral de Cromo Cobalto
- Liner de Cerámica Biolox Delta para Copa CSF Plus
- Liner Estándar de XL UHMWPE CLP75 para Copa CSF Plus
- Liner Hooded de XL UHMWPE CLP75 para Copa CSF Plus

Todos los componentes del Sistema Furlong Evolution® están disponibles en diversas medidas, tamaños, offset, ángulos, diámetros y longitudes, para permitir la selección correcta de acuerdo con la anatomía del paciente.

CARACTERÍSTICAS

- Recuperación hasta tres veces más rápido
- Un tercio menos de revisiones
- 38,4% menos riesgo de revisión a los 8 años

A – LONGITUD

100mm constante en todos los tamaños de vástago


B – TAMAÑO (DIÁMETRO DISTAL)

12 tamaños de 6mm a 17mm, en incrementos de 1mm

G – ANCHURA ANTEROPOSTERIOR DEL CUERPO PROXIMAL

Tamaño de vástago (B) + 2mm

ÁNGULO (C)	OFFSET (D)	LARGO CUELLO (E)	ALTO CUELLO (F)
133°	37	32	31
133° HO	42	35.7	31
126°	41	31.6	26.4
126° HO	46	35.3	26.4



VÁSTAGO FEMORAL CORTO



CON CUELLO, 126°
OFFSET ESTANDAR

426-01-06	Tamaño 6
426-01-07	Tamaño 7
426-01-08	Tamaño 8
426-01-09	Tamaño 9
426-01-10	Tamaño 10
426-01-11	Tamaño 11
426-01-12	Tamaño 12
426-01-13	Tamaño 13
426-01-14	Tamaño 14
426-01-15	Tamaño 15
426-01-16	Tamaño 16
426-01-17	Tamaño 17



CON CUELLO, 126°
OFFSET ALTO

426-51-06	Tamaño 6
426-51-07	Tamaño 7
426-51-08	Tamaño 8
426-51-09	Tamaño 9
426-51-10	Tamaño 10
426-51-11	Tamaño 11
426-51-12	Tamaño 12
426-51-13	Tamaño 13
426-51-14	Tamaño 14
426-51-15	Tamaño 15
426-51-16	Tamaño 16
426-51-17	Tamaño 17



CON CUELLO, 133°
OFFSET ESTANDAR

433-01-06	Tamaño 6
433-01-07	Tamaño 7
433-01-08	Tamaño 8
433-01-09	Tamaño 9
433-01-10	Tamaño 10
433-01-11	Tamaño 11
433-01-12	Tamaño 12
433-01-13	Tamaño 13
433-01-14	Tamaño 14
433-01-15	Tamaño 15
433-01-16	Tamaño 16
433-01-17	Tamaño 17



CON CUELLO, 133°
OFFSET ALTO

433-51-06	Tamaño 6
433-51-07	Tamaño 7
433-51-08	Tamaño 8
433-51-09	Tamaño 9
433-51-10	Tamaño 10
433-51-11	Tamaño 11
433-51-12	Tamaño 12
433-51-13	Tamaño 13
433-51-14	Tamaño 14
433-51-15	Tamaño 15
433-51-16	Tamaño 16
433-51-17	Tamaño 17



SIN CUELLO, 126°
OFFSET ESTANDAR

426-02-06	Tamaño 6
426-02-07	Tamaño 7
426-02-08	Tamaño 8
426-02-09	Tamaño 9
426-02-10	Tamaño 10
426-02-11	Tamaño 11
426-02-12	Tamaño 12
426-02-13	Tamaño 13
426-02-14	Tamaño 14
426-02-15	Tamaño 15
426-02-16	Tamaño 16
426-02-17	Tamaño 17



SIN CUELLO, 126°
OFFSET ALTO

426-52-06	Tamaño 6
426-52-07	Tamaño 7
426-52-08	Tamaño 8
426-52-09	Tamaño 9
426-52-10	Tamaño 10
426-52-11	Tamaño 11
426-52-12	Tamaño 12
426-52-13	Tamaño 13
426-52-14	Tamaño 14
426-52-15	Tamaño 15
426-52-16	Tamaño 16
426-52-17	Tamaño 17



SIN CUELLO, 133°
OFFSET ESTANDAR

433-02-06	Tamaño 6
433-02-07	Tamaño 7
433-02-08	Tamaño 8
433-02-09	Tamaño 9
433-02-10	Tamaño 10
433-02-11	Tamaño 11
433-02-12	Tamaño 12
433-02-13	Tamaño 13
433-02-14	Tamaño 14
433-02-15	Tamaño 15
433-02-16	Tamaño 16
433-02-17	Tamaño 17



SIN CUELLO, 133°
OFFSET ALTO

433-52-06	Tamaño 6
433-52-07	Tamaño 7
433-52-08	Tamaño 8
433-52-09	Tamaño 9
433-52-10	Tamaño 10
433-52-11	Tamaño 11
433-52-12	Tamaño 12
433-52-13	Tamaño 13
433-52-14	Tamaño 14
433-52-15	Tamaño 15
433-52-16	Tamaño 16
433-52-17	Tamaño 17

Desde 2013 dedicados a la importación y comercialización de dispositivos médicos, nos destacamos por nuestro servicio, productos de eficiencia clínica comprobada y costos competitivos. Ofrecemos las gamas más completas de implantes, instrumentales y equipamiento quirúrgico para artroplastia de cadera, rodilla y hombro, osteosíntesis, columna y medicina del deporte.



Nuestros dispositivos cumplen con las certificaciones de calidad y registros sanitarios vigentes en cada país. Implementamos procedimientos de trazabilidad y tecnovigilancia en las diferentes etapas de almacenamiento y comercialización. Esta rigurosidad en el control nos permite sostener un alto valor de marca, garantizando la mayor seguridad a los pacientes.

Para conocer nuestras líneas de productos, por favor póngase en contacto para vincularlo con el representante comercial más cercano a su ubicación.



Amores 1322, Edificio C
Planta Baja, Colonia del Valle,
Benito Juárez, CDMX
+52 55 5925 5323



Av. Américas 1930, Piso 7
Int. 7E, 7F, 7G, Col. Country Club,
Guadalajara, Jalisco
+52 33 1656 4268



Cnel. Cetz 336, Piso 2
Martínez, Buenos Aires
Argentina
+54 11 4765 5995



Pedro Rodríguez 3830
Santa Cruz de la Sierra
Bolivia
+59 1 7048 5050




Av. Santa María 2670 Of. 503
Providencia, Santiago de
Chile
+56 2 6465 9897



SÍGANOS EN

BioadvanceMed



Jri
Orthopaedics

DISPOSITIVOS MÉDICOS
bioadvance[®]
— *LATAM* —



bioadvancelatam.com