

SISTEMA DOBLE MOVILIDAD COPA ACETABULAR ACE®



CARACTERÍSTICAS

El Sistema ACE® puede usarse en varias combinaciones, con todas las opciones de copas y superficies, incluida la movilidad dual.

Para garantizar la seguridad del paciente y la confianza del cirujano, su diseño está basado en tecnología clínicamente probada.



5 en 1: cinco opciones de insertos que encajan en una misma copa acetabular:

- Permite la elección transquirúrgica, de las diferentes opciones de insertos.
- Más alternativas para patologías complejas y opciones de revisión si es necesario.
- Relaciones de diámetro de cabeza-inserto maximizadas.
- Las copas ACE de perfil bajo, ofrecen un inserto cerámico de 32mm en una copa de 46mm, 36mm en una copa de 50mm y 40mm en una copa de 54mm



Centro de rotación consistente en todas las opciones de insertos y medidas de cabezas:

- Permite cambiar los insertos sin tener en cuenta el offset.
- Hace posible la corrección del inserto a una medida diferente sin la necesidad de volver a cortar o reposicionar los componentes acetabulares o femorales.

SISTEMA DOBLE MOVILIDAD COPA ACETABULAR ACE®



COMBINACIONES

COPA ACE H-A.C		CERÁMICA DELTA	INSERTO DE ENLACES CRUZADOS	INSERTO DE ENLACES CRUZADOS CEJA 10°	INSERTO DE ENLACES CRUZADOS CEJA 20°	COPA DOBLE MOVILIDAD	INSERTO DE ENLACES CRUZADOS DOBLE MOVILIDAD
001-44-00 001-46-00	44/46	000-44-28	002-44-28	003-44-28			
001-46-01 001-48-00 001-50-00	46T/48/50	000-46-32 000-46-28	002-46-32 002-46-28	003-46-32 003-46-28	005-46-32 005-46-28	006-46-36	007-36-22
001-50-01 001-52-00 001-54-00	50T/52/54	000-50-36 000-50-32	002-50-36 002-50-32 002-50-28	003-50-36 003-50-32 003-50-28	005-50-36 005-50-32 005-50-28	006-50-40	007-40-22
001-54-01 001-56-00 001-58-00	54T/56/58	000-54-40 000-54-36 000-54-32	002-54-36 002-54-32 002-54-28	003-54-36 003-54-32 003-54-28	005-54-36 005-54-32 005-54-28	006-54-44	007-44-22 007-44-28
001-60-00 001-62-00 001-64-00	60/62/64	000-60-40 000-60-36 000-60-32	002-60-36 002-60-32 002-60-28	003-60-36 003-60-32 003-60-28	005-60-36 005-60-32 005-60-28	006-60-48	007-48-22 007-48-28
INSERTOS DE PRUEBA Azul: Inserto simétrico & Inserto de cerámica. Verde: Inserto de 10° Naranja: Inserto de 20° Gris: Inserto Doble Movilidad							
XX-XX-XX = Código del Producto XX-XX-XX = Diámetro exterior XX-XX-XX = Tamaño del inserto		xx-xx-01 = Optimo para cabezas grandes No utilizar tapones de cierre ACE		ACE Tornillo de perfil bajo uso de cabezas más grandes 009-00- 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60			