

VÁSTAGO FEMORAL CORTO

El Sistema Furlong Evolution® fue diseñado para tratar a pacientes de todas las edades con demandas de estilo de vida y necesidades anatómicas desafiantes.

Creado por cirujanos para cirujanos, Furlong Evolution® ofrece una mayor flexibilidad operativa en un vástago que conserva el hueso.

El Sistema Furlong Evolution® cuenta con los siguientes componentes:

- Vástago con/sin Cuello Ángulo CCD 126° - Estándar Offset/High Offset Furlong Evolution
- Vástago con/sin Cuello Ángulo CCD 133° - Estándar Offset/High Offset Furlong Evolution
- Cabeza Femoral de Cerámica BioloX Delta
- Cabeza Femoral de Cromo Cobalto
- Liner de Cerámica BioloX Delta para Copa CSF Plus
- Liner Estándar de XL UHMWPE CLP75 para Copa CSF Plus
- Liner Hooded de XL UHMWPE CLP75 para Copa CSF Plus

Todos los componentes del Sistema Furlong Evolution® están disponibles en diversas medidas, tamaños, offset, ángulos, diámetros y longitudes, para permitir la selección correcta de acuerdo con la anatomía del paciente.

CARACTERÍSTICAS

- Recuperación hasta tres veces más rápido
- Un tercio menos de revisiones
- 38,4% menos riesgo de revisión a los 8 años

A – LONGITUD

100mm constante en todos los tamaños de vástago


B – TAMAÑO (DIÁMETRO DISTAL)

12 tamaños de 6mm a 17mm, en incrementos de 1mm

G – ANCHURA ANTEROPOSTERIOR DEL CUERPO PROXIMAL

Tamaño de vástago (B) + 2mm

| ÁNGULO (C) | OFFSET (D) | LARGO CUELLO (E) | ALTO CUELLO (F) |
|------------|------------|------------------|-----------------|
| 133° | 37 | 32 | 31 |
| 133° HO | 42 | 35.7 | 31 |
| 126° | 41 | 31.6 | 26.4 |
| 126° HO | 46 | 35.3 | 26.4 |



VÁSTAGO FEMORAL CORTO



CON CUELLO, 126°
OFFSET ESTANDAR

| | |
|-----------|-----------|
| 426-01-06 | Tamaño 6 |
| 426-01-07 | Tamaño 7 |
| 426-01-08 | Tamaño 8 |
| 426-01-09 | Tamaño 9 |
| 426-01-10 | Tamaño 10 |
| 426-01-11 | Tamaño 11 |
| 426-01-12 | Tamaño 12 |
| 426-01-13 | Tamaño 13 |
| 426-01-14 | Tamaño 14 |
| 426-01-15 | Tamaño 15 |
| 426-01-16 | Tamaño 16 |
| 426-01-17 | Tamaño 17 |



CON CUELLO, 126°
OFFSET ALTO

| | |
|-----------|-----------|
| 426-51-06 | Tamaño 6 |
| 426-51-07 | Tamaño 7 |
| 426-51-08 | Tamaño 8 |
| 426-51-09 | Tamaño 9 |
| 426-51-10 | Tamaño 10 |
| 426-51-11 | Tamaño 11 |
| 426-51-12 | Tamaño 12 |
| 426-51-13 | Tamaño 13 |
| 426-51-14 | Tamaño 14 |
| 426-51-15 | Tamaño 15 |
| 426-51-16 | Tamaño 16 |
| 426-51-17 | Tamaño 17 |



CON CUELLO, 133°
OFFSET ESTANDAR

| | |
|-----------|-----------|
| 433-01-06 | Tamaño 6 |
| 433-01-07 | Tamaño 7 |
| 433-01-08 | Tamaño 8 |
| 433-01-09 | Tamaño 9 |
| 433-01-10 | Tamaño 10 |
| 433-01-11 | Tamaño 11 |
| 433-01-12 | Tamaño 12 |
| 433-01-13 | Tamaño 13 |
| 433-01-14 | Tamaño 14 |
| 433-01-15 | Tamaño 15 |
| 433-01-16 | Tamaño 16 |
| 433-01-17 | Tamaño 17 |



CON CUELLO, 133°
OFFSET ALTO

| | |
|-----------|-----------|
| 433-51-06 | Tamaño 6 |
| 433-51-07 | Tamaño 7 |
| 433-51-08 | Tamaño 8 |
| 433-51-09 | Tamaño 9 |
| 433-51-10 | Tamaño 10 |
| 433-51-11 | Tamaño 11 |
| 433-51-12 | Tamaño 12 |
| 433-51-13 | Tamaño 13 |
| 433-51-14 | Tamaño 14 |
| 433-51-15 | Tamaño 15 |
| 433-51-16 | Tamaño 16 |
| 433-51-17 | Tamaño 17 |



SIN CUELLO, 126°
OFFSET ESTANDAR

| | |
|-----------|-----------|
| 426-02-06 | Tamaño 6 |
| 426-02-07 | Tamaño 7 |
| 426-02-08 | Tamaño 8 |
| 426-02-09 | Tamaño 9 |
| 426-02-10 | Tamaño 10 |
| 426-02-11 | Tamaño 11 |
| 426-02-12 | Tamaño 12 |
| 426-02-13 | Tamaño 13 |
| 426-02-14 | Tamaño 14 |
| 426-02-15 | Tamaño 15 |
| 426-02-16 | Tamaño 16 |
| 426-02-17 | Tamaño 17 |



SIN CUELLO, 126°
OFFSET ALTO

| | |
|-----------|-----------|
| 426-52-06 | Tamaño 6 |
| 426-52-07 | Tamaño 7 |
| 426-52-08 | Tamaño 8 |
| 426-52-09 | Tamaño 9 |
| 426-52-10 | Tamaño 10 |
| 426-52-11 | Tamaño 11 |
| 426-52-12 | Tamaño 12 |
| 426-52-13 | Tamaño 13 |
| 426-52-14 | Tamaño 14 |
| 426-52-15 | Tamaño 15 |
| 426-52-16 | Tamaño 16 |
| 426-52-17 | Tamaño 17 |



SIN CUELLO, 133°
OFFSET ESTANDAR

| | |
|-----------|-----------|
| 433-02-06 | Tamaño 6 |
| 433-02-07 | Tamaño 7 |
| 433-02-08 | Tamaño 8 |
| 433-02-09 | Tamaño 9 |
| 433-02-10 | Tamaño 10 |
| 433-02-11 | Tamaño 11 |
| 433-02-12 | Tamaño 12 |
| 433-02-13 | Tamaño 13 |
| 433-02-14 | Tamaño 14 |
| 433-02-15 | Tamaño 15 |
| 433-02-16 | Tamaño 16 |
| 433-02-17 | Tamaño 17 |



SIN CUELLO, 133°
OFFSET ALTO

| | |
|-----------|-----------|
| 433-52-06 | Tamaño 6 |
| 433-52-07 | Tamaño 7 |
| 433-52-08 | Tamaño 8 |
| 433-52-09 | Tamaño 9 |
| 433-52-10 | Tamaño 10 |
| 433-52-11 | Tamaño 11 |
| 433-52-12 | Tamaño 12 |
| 433-52-13 | Tamaño 13 |
| 433-52-14 | Tamaño 14 |
| 433-52-15 | Tamaño 15 |
| 433-52-16 | Tamaño 16 |
| 433-52-17 | Tamaño 17 |