

OPEN DOOR

PLACA CERVICAL PARA
LAMINOPLASTIA OPEN DOOR

OVERFIX[®]
— SPINE —


bioadvance[®]
— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

CE 0123 ISO 13485

Placa Cervical Para Laminoplastia Open Door

CARACTERÍSTICAS

- Diseño de placa pre-cortada y pre-contorneada.
- El estante de la placa permite una fácil fijación a la lámina.
- Múltiples orificios ofrecen flexibilidad en la colocación de los tornillos.
- Dos tipos de anodización satisfacen las diferentes necesidades de los clientes.
- El agujero ovalado en el medio de la placa de injerto permite ajustes menores del injerto o aloinjerto.
- La placa de bisagra está diseñada para asegurar una bisagra floja o desplazada.
- Nuestros productos están fabricados utilizando uno o más de los siguientes materiales: titanio comercialmente puro (ISO 5832-2, ASTM F67), aleación de Ti6Al4V (ISO 5832-3, ASTM F1472)



Placa Cervical Para Laminoplastia Open Door


PLACA BISAGRA

	CODIGO	ESPECIFICACION
	51110008	8
	51110010	10
	51110012	12
	51110014	14
	51110016	16
	51110018	18


PLACA LATERAL OPEN DOOR

	CODIGO	ESPECIFICACION
	51112108	8
	51112110	10
	51112112	12
	51112114	14
	51112116	16
	51112118	18


PLACA DE INJERTO RECTO

	CODIGO	ESPECIFICACION
	51111008	8
	51111010	10
	51111012	12
	51111014	14
	51111016	16
	51111018	18


PLACA DE BOCA ANCHA RECTA

	CODIGO	ESPECIFICACION
	51113008	8
	51113010	10
	51113012	12
	51113014	14
	51113016	16
	51113018	18


PLACA LATERAL DE INJERTO

	CODIGO	ESPECIFICACION
	51111108	8
	51111110	10
	51111112	12
	51111114	14
	51111116	16
	51111118	18

PLACA LATERAL DE BOCA ANCHA

	CODIGO	ESPECIFICACION
	51113108	8
	51113110	10
	51113112	12
	51113114	14
	51113116	16
	51113118	18

PLACA RECTA DE OPEN DOOR

	CODIGO	ESPECIFICACION
	51112008	8
	51112010	10
	51112012	12
	51112014	14
	51112016	16
	51112018	18

TORNILLO

	CODIGO	D	L
	51122406	Ø2.4	6
	51122408	Ø2.4	8
	51122410	Ø2.4	10
	51122412	Ø2.4	12
	51122806	Ø2.8	6
	51122808	Ø2.8	8
	51122810	Ø2.8	10
	51122812	Ø2.8	12

Desde 2013 dedicados a la importación y comercialización de dispositivos médicos, nos destacamos por nuestro servicio, productos de eficiencia clínica comprobada y costos competitivos. Ofrecemos las gamas más completas de implantes, instrumentales y equipamiento quirúrgico para artroplastia de cadera, rodilla y hombro, osteosíntesis, columna y medicina del deporte.



Nuestros dispositivos cumplen con las certificaciones de calidad y registros sanitarios vigentes en cada país. Implementamos procedimientos de trazabilidad y tecnovigilancia en las diferentes etapas de almacenamiento y comercialización. Esta rigurosidad en el control nos permite sostener un alto valor de marca, garantizando la mayor seguridad a los pacientes.

Para conocer nuestras líneas de productos, por favor póngase en contacto para vincularlo con el representante comercial más cercano a su ubicación.



Amores 1322, Edificio C
Planta Baja, Colonia del Valle,
Benito Juárez, CDMX
+52 55 5925 5323



Av. Américas 1930, Piso 7
Int. 7E, 7F, 7G, Col. Country Club,
Guadalajara, Jalisco
+52 33 1656 4268



Cnel. Cetz 336, Piso 2
Martínez, Buenos Aires
Argentina
+54 11 4765 5995



Pedro Rodríguez 3830
Santa Cruz de la Sierra
Bolivia
+59 1 7048 5050




Av. Santa María 2670 Of. 503
Providencia, Santiago de
Chile
+56 2 6465 9897



SÍGANOS EN

BioadvanceMed



OVERFIX[®]
SPINE

DISPOSITIVOS MÉDICOS
bioadvance[®]
LATAM



bioadvancelatam.com