



CONTENEDORAS PARA ESTERILIZACIÓN

OVERFIX[®]

bioadvance[®]
— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

VENTAJAS

SEGURIDAD

Las contenedoras pueden proporcionar al menos 180 días de condiciones asépticas, pueden crear soluciones integradas de embalaje, esterilización, almacenamiento y transporte de dispositivos médicos y no dañar los dispositivos.

EFICIENCIA

Se puede operar simplemente, empaçar fácilmente y evitar que el paquete se rompa y repita la esterilización y mejore la eficiencia.

ECONÓMICO

La vida útil de las contenedoras puede ser de hasta 15-20 años y puede reducir el uso de material de embalaje desechable, para reducir el costo del tratamiento de envases y residuos.



CONTENEDORAS CON FILTROS

- Material importado, buena conducción del calor, buena resistencia a la corrosión, peso ligero.
- Dos opciones de filtro desechable o filtro reutilizable mejor efecto de secado.
- Porta filtro de fácil retiro y reparación, de fácil limpieza sin rincones muertos.
- Mantiene 180 días en condición estéril.
- Adecuado para Esterilizador al vacío de pulsación.
- Color de tapa opcional para una fácil identificación.



CONTENEDORAS CON FILTROS

MODELO	CÓDIGO	MEDIDA
1/1	ZS4101A	600x285x110
	ZS4102A	600x285x135
	ZS4103A	600x285x155
	ZS4104A	600x285x205
	ZS4105A	600x285x260
3/4	ZS4111A	480x285x110
	ZS4112A	480x285x135
	ZS4103A	480x285x155
1/2	ZS4121A	310x285x110
	ZS4122A	310x285x135
	ZS4123A	310x285x155
	ZS4124A	310x285x205
	ZS4125A	310x285x260
1/4	ZS4131A	320x140x40
	ZS4132A	320x140x70
	ZS4133A	320x140x100

Nota: La codificación en la tabla es el código de la caja de esterilización con tapa plateada.

Para seleccionar la tapa de otros colores, al final del código de la caja con tapa plateada se debe agregar el código del color deseado.

Colores disponibles:

Plata / Azul **B** / Verde **G** / Rojo **R** / Amarillo **Y**.

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
ZS815	Papel de filtro desechable para esterilización a alta temperatura	Ø188
ZS819	Papel de filtro reutilizable 5000 veces (para altas temperaturas)	Ø188
ZS825	Papel de filtro reutilizable 2000 veces (para altas temperaturas)	Ø188
ZS790R	Soporte para Filtro	193x193x36
ZS816	Papel de filtro desechable para esterilización a alta temperatura	240x105
ZS817	Papel de filtro reutilizable 5000 veces (para altas temperaturas)	215x95
ZS791R	Soporte para Filtro	245x110x34
ZS803	Etiqueta de instrucciones de esterilización	80x36
ZS804	Etiqueta de instrucciones de esterilización	75x18
ZW897	Cerradura de plástico desechable	50x30

ACCESORIOS

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
1/1	ZS1661R	Canastilla de Malla	540x245x50
	ZS1662R	Canastilla de Malla	540x245x70
	ZS1663R	Canastilla de Malla	540x245x90
3/4	ZS1664R	Canastilla de Malla	400x245x50
	ZS1665R	Canastilla de Malla	400x245x70
	ZS1666R	Canastilla de Malla	400x245x90
1/2	ZS1667R	Canastilla de Malla	245x245x50
	ZS1668R	Canastilla de Malla	245x245x70
	ZS1669R	Canastilla de Malla	245x245x90
1/1	ZS1151R	Canastilla perforada biselada	500x245x30
	ZS1152R	Canastilla perforada biselada	500x245x50
	ZS1153R	Canastilla perforada biselada	500x245x70
	ZS1154R	Canastilla perforada biselada	500x245x90
	ZS1155R	Cubierta de canastilla perforada	500x245
3/4	ZS1156R	Canastilla perforada biselada	400x245x30
	ZS1157R	Canastilla perforada biselada	400x245x50
	ZS1158R	Canastilla perforada biselada	400x245x70
	ZS1159R	Canastilla perforada biselada	400x245x90
	ZS1160R	Canastilla perforada biselada	400x245
1/2	ZS1161R	Canastilla perforada biselada	245x245x30
	ZS1162R	Canastilla perforada biselada	245x245x50
	ZS1163R	Canastilla perforada biselada	245x245x70
	ZS1164R	Canastilla perforada biselada	245x245x90
	ZS1165R	Cubierta de canastilla perforada	245x245
1/4	ZS1166R	Canastilla perforada biselada	248x248x90
	ZS1167R	Cubierta de canastilla perforada	248x248

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
ZS801	Etiqueta de instrucciones de esterilización	75x40
ZS804	Etiqueta de instrucciones de esterilización	75x18
ZW897	Cerradura de plástico desechable	50x30

CONTENEDORAS DE VÁLVULA

- La tapa protectora garantiza la esterilidad.
- Válvula reutilizable, sin consumibles.
- Bloqueo térmico reutilizable, la temperatura se controla automáticamente.
- La trampa de vapor opcional ofrece un mejor efecto de secado.
- Mantiene la condición estéril durante 180 días.
- Adecuado para Esterilizador al vacío de pulsación..
- Color de tapa opcional para una fácil identificación.



CONTENEDORAS DE VÁLVULA

MODELO	CÓDIGO	MEDIDA
1/1 Fondo Cerrado	ZS011A	598x275x115
	ZS012A	598x275x135
	ZS013A	598x275x155
	ZS014A	598x275x205
3/4 Fondo Cerrado	ZS036A	458x280x115
	ZS019A	458x280x135
	ZS020A	458x280x155
1/2 Fondo Cerrado	ZS023A	298x275x115
	ZS024A	298x275x135
	ZS025A	298x275x155
	ZS026A	298x275x205
	ZS027A	298x275x275
1/4 Fondo Cerrado	ZS031A	285x135x60
	ZS032A	285x135x80
	ZS033A	285x135x100
1/1 Con Drenaje	ZS016A	598x275x115
	ZS017A	598x275x135
	ZS034A	598x275x155
	ZS018A	598x275x175
	ZS035A	598x275x225
3/4 Con Drenaje	ZS021A	458x280x135
	ZS037A	458x280x155
	ZS022A	458x280x175
1/2 con Drenaje	ZS028A	298x275x115
	ZS029A	298x275x135
	ZS038A	298x275x155
	ZS030A	298x275x175
	ZS039A	298x275x225

Nota: La codificación en la tabla es el código de la caja de esterilización con tapa plateada.

Para seleccionar la tapa de otros colores, al final del código de la caja con tapa plateada se debe agregar el código del color deseado.

Colores disponibles:

Plata / Azul **B** / Verde **G** / Rojo **R** / Amarillo **Y**.

ACCESORIOS

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
1/1	ZS754R	Canastilla de Malla	548x248x30
	ZS751R	Canastilla de Malla	548x248x50
	ZS757R	Canastilla de Malla	548x248x70
	ZS760R	Canastilla de Malla	548x248x90
3/4	ZS755R	Canastilla de Malla	408x253x30
	ZS752R	Canastilla de Malla	408x253x50
	ZS758R	Canastilla de Malla	408x253x70
	ZS761R	Canastilla de Malla	408x253x90
1/2	ZS756R	Canastilla de Malla	248x248x30
	ZS753R	Canastilla de Malla	248x248x50
	ZS759R	Canastilla de Malla	248x248x70
	ZS762R	Canastilla de Malla	248x248x90
1/4	ZS716A	Canastilla para Instrumentos de Aluminio	245x105x21
	ZS717A	Canastilla para Instrumentos de Aluminio	245x105x42
1/1	ZS746RN	Canastilla perforada biselada	548x248x30
	ZS747RN	Canastilla perforada biselada	548x248x50
	ZS748RN	Canastilla perforada biselada	548x248x70
	ZS749RN	Canastilla perforada biselada	548x248x90
	ZS750RN	Cubierta para canastilla perforada	548x248
3/4	ZS741RN	Canastilla perforada biselada	408x253x30
	ZS742RN	Canastilla perforada biselada	408x253x50
	ZS743RN	Canastilla perforada biselada	408x253x70
	ZS744RN	Canastilla perforada biselada	408x253x90
	ZS745RN	Cubierta para canastilla perforada	408x253
1/2	ZS736RN	Canastilla perforada biselada	248x248x30
	ZS737RN	Canastilla perforada biselada	248x248x50
	ZS738RN	Canastilla perforada biselada	248x248x70
	ZS739RN	Canastilla perforada biselada	248x248x90
	ZS740RN	Cubierta para canastilla perforada	248x248

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
ZS801	Etiqueta de instrucciones de esterilización	75x40
ZS804	Etiqueta de instrucciones de esterilización	75x18
ZW897	Cerradura de plástico desechable	50x30

CONTENEDORAS CON TAPA PPSU

- Material Importado, buena conducción del calor, buena resistencia a la corrosión, peso ligero.
- El material PPSU importado tiene buena resistencia a la corrosión bajo ácidos / alcalinos / sales.
- Dos opciones de filtro desechable o filtro reutilizable, mejor efecto de secado.
- Porta filtro de fácil retiro y reparación, de fácil limpieza sin rincones muertos.
- Mantiene 180 días la condición de estéril.
- Adecuado para Esterilizador al vacío de pulsación.
- Color de tapa opcional para una fácil identificación.



CONTENEDORAS CON TAPA PPSU

MODELO	CÓDIGO	MEDIDA
1/1	ZS3101PB	600x285x110
	ZS3102PB	600x285x135
	ZS3103PB	600x285x155
	ZS3104PB	600x285x205
	ZS3105PB	600x285x260
3/4	ZS3111PB	480x285x110
	ZS3112PB	480x285x135
	ZS3113PB	480x285x155
1/2	ZS3121PB	310x285x110
	ZS3122PB	310x285x135
	ZS3123PB	310x285x155
	ZS3124PB	310x285x205
	ZS3125PB	310x285x260

Nota: La codificación en la tabla es el código de la caja de esterilización con tapa plateada.

Para seleccionar la tapa de otros colores, al final del código de la caja con tapa plateada se debe agregar el código del color deseado.

Colores disponibles:

Plata / Azul **B** / Verde **G** / Rojo **R** / Amarillo **Y**.

ACCESORIOS

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
1/1	ZS1661R	Canastilla de Malla	540x245x50
	ZS1662R	Canastilla de Malla	540x245x70
	ZS1663R	Canastilla de Malla	540x245x90
3/4	ZS1664R	Canastilla de Malla	400x245x50
	ZS1665R	Canastilla de Malla	400x245x70
	ZS1666R	Canastilla de Malla	400x245x90
1/2	ZS1667R	Canastilla de Malla	245x245x50
	ZS1668R	Canastilla de Malla	245x245x70
	ZS1669R	Canastilla de Malla	245x245x90
1/1	ZS1151R	Canastilla perforada biselada	540x245x30
	ZS1152R	Canastilla perforada biselada	540x245x50
	ZS1153R	Canastilla perforada biselada	540x245x70
	ZS1154R	Canastilla perforada biselada	540x245x90
	ZS1155R	Cubierta para canastilla perforada	540x245
3/4	ZS1156R	Canastilla perforada biselada	400x245x30
	ZS1157R	Canastilla perforada biselada	400x245x50
	ZS1158R	Canastilla perforada biselada	400x245x70
	ZS1159R	Canastilla perforada biselada	400x245x90
	ZS1160R	Cubierta para canastilla perforada	400x245
1/2	ZS1161R	Canastilla perforada biselada	245x245x30
	ZS1162R	Canastilla perforada biselada	245x245x50
	ZS1163R	Canastilla perforada biselada	245x245x70
	ZS1164R	Canastilla perforada biselada	245x245x90
	ZS1165R	Cubierta para canastilla perforada	245x245

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
ZS815	Papel de filtro desechable para esterilización a alta temperatura 132°	Ø188
ZS819	Papel de filtro reutilizable 5000 veces (para altas temperaturas)	Ø188
ZS825	Papel de filtro reutilizable 2000 veces (para altas temperaturas)	Ø188
ZS790R	Soporte para Filtro	193x193x36
ZS803	Etiqueta de instrucciones de esterilización	80x36

CONTENEDORAS DE FILTRO PROTECTOR

- La tapa protectora garantiza la esterilidad.
- Dos opciones de filtro desechable o filtro reutilizable, mejor efecto de secado.
- Porta filtro de fácil retiro y reparación, de fácil limpieza sin rincones muertos.
- Bloqueo térmico reutilizable, la temperatura se controla automáticamente.
- La trampa de vapor opcional ofrece un mejor efecto de secado.
- Mantiene 180 días la condición de estéril.
- Adecuado para Esterilizador al vacío de pulsación.
- Color de tapa opcional para una fácil identificación.



CONTENEDORAS DE FILTRO PROTECTOR

MODELO	CÓDIGO	MEDIDA
1/1 Fondo Cerrado	ZS5011A	598x275x115
	ZS5012A	598x275x135
	ZS5013A	598x275x155
	ZS5014A	598x275x205
3/4 Fondo Cerrado	ZS5036A	458x280x115
	ZS5019A	458x280x135
	ZS5020A	458x280x155
1/2 Fondo Cerrado	ZS5023A	298x275x115
	ZS5024A	298x275x135
	ZS5025A	298x275x155
	ZS5026A	298x275x205
	ZS5027A	298x275x275
1/1 Con Drenaje	ZS5016A	598x275x115
	ZS5017A	598x275x135
	ZS5034A	598x275x155
	ZS5018A	598x275x205
	ZS5035A	598x275x225
3/4 Con Drenaje	ZS5021A	458x280x135
	ZS5037A	458x280x155
	ZS5022A	458x280x175
1/2 Con Drenaje	ZS5028A	298x275x115
	ZS5029A	298x275x135
	ZS5038A	298x275x155
	ZS5030A	298x275x175
	ZS5039A	298x275x225

Nota: La codificación en la tabla es el código de la caja de esterilización con tapa plateada.

Para seleccionar la tapa de otros colores, al final del código de la caja con tapa plateada se debe agregar el código del color deseado.

Colores disponibles:

Plata / Azul **B** / Verde **G** / Rojo **R** / Amarillo **Y**.

ACCESORIOS

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
1/1	ZS754R	Canastilla de Malla	548x248x30
	ZS751R	Canastilla de Malla	548x248x50
	ZS757R	Canastilla de Malla	548x248x70
	ZS760R	Canastilla de Malla	548x248x90
3/4	ZS755R	Canastilla de Malla	408x253x30
	ZS752R	Canastilla de Malla	408x253x50
	ZS758R	Canastilla de Malla	408x253x70
	ZS761R	Canastilla de Malla	408x253x90
1/2	ZS756R	Canastilla de Malla	248x248x30
	ZS753R	Canastilla de Malla	248x248x50
	ZS759R	Canastilla de Malla	248x248x70
	ZS762R	Canastilla de Malla	248x248x90
1/1	ZS746RN	Canastilla perforada biselada	548x248x30
	ZS747RN	Canastilla perforada biselada	548x248x50
	ZS748RN	Canastilla perforada biselada	548x248x70
	ZS749RN	Canastilla perforada biselada	548x248x90
	ZS750RN	Cubierta para canastilla perforada	548x248
3/4	ZS741RN	Canastilla perforada biselada	408x253x30
	ZS742RN	Canastilla perforada biselada	408x253x50
	ZS743RN	Canastilla perforada biselada	408x253x70
	ZS744RN	Canastilla perforada biselada	408x253x90
	ZS745RN	Cubierta para canastilla perforada	408x253
1/2	ZS736RN	Canastilla perforada biselada	248x248x30
	ZS737RN	Canastilla perforada biselada	248x248x50
	ZS738RN	Canastilla perforada biselada	248x248x70
	ZS739RN	Canastilla perforada biselada	248x248x90
	ZS740RN	Cubierta para canastilla perforada	248x248

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
ZS815	Papel de filtro desechable para esterilización a alta temperatura 132°	Ø188
ZS819	Papel de filtro reutilizable 5000 veces (para altas temperaturas)	Ø188
ZS825	Papel de filtro reutilizable 2000 veces (para altas temperaturas)	Ø188
ZS790R	Soporte para Filtro	193x193x36
ZS801	Etiqueta de instrucciones de esterilización	75x40

CONTENEDORAS PARA BAJA TEMPERATURA

- Material importado, buena conducción del calor, buena resistencia a la corrosión, peso ligero.
- El doble acceso al esterilizante garantiza una mayor eficiencia.
- Porta filtro de fácil retiro y reparación, de fácil limpieza sin rincones muertos.
- Mantiene 180 días la condición de estéril.
- Adecuado para esterilizadores HPGP/EO de baja temperatura.



CONTENEDORAS PARA BAJA TEMPERATURA

MODELO	CÓDIGO	MEDIDA
1/1	ZS7101A	600x285x110
	ZS7102A	600x285x135
	ZS7103A	600x285x155
	ZS7104A	600x285x205
	ZS7105A	600x285x260
3/4	ZS7111A	480x285x110
	ZS7112A	480x285x135
	ZS7113A	480x285x155
1/2	ZS7121A	310x285x110
	ZS7122A	310x285x135
	ZS7123A	310x285x155
	ZS7124A	310x285x205
	ZS7125A	310x285x260



Nota: La codificación en la tabla es el código de la caja de esterilización con tapa plateada.

Para seleccionar la tapa de otros colores, al final del código de la caja con tapa plateada se debe agregar el código del color deseado.

Colores disponibles:

Plata / Azul **B** / Verde **G** / Rojo **R** / Amarillo **Y**.

ACCESORIOS

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
1/1	ZS1661R	Canastilla de Malla	540x245x50
	ZS1662R	Canastilla de Malla	540x245x70
	ZS1663R	Canastilla de Malla	540x245x90
3/4	ZS1664R	Canastilla de Malla	400x245x50
	ZS1665R	Canastilla de Malla	400x245x70
	ZS1666R	Canastilla de Malla	400x245x90
1/2	ZS1667R	Canastilla de Malla	245x245x50
	ZS1668R	Canastilla de Malla	245x245x70
	ZS1669R	Canastilla de Malla	245x245x90
1/1	ZS1151R	Canastilla perforada biselada	500x245x30
	ZS1152R	Canastilla perforada biselada	500x245x50
	ZS1153R	Canastilla perforada biselada	500x245x70
	ZS1154R	Canastilla perforada biselada	500x245x90
	ZS1155R	Cubierta para canastilla perforada	500x245
3/4	ZS1156R	Canastilla perforada biselada	400x245x30
	ZS1157R	Canastilla perforada biselada	400x245x50
	ZS1158R	Canastilla perforada biselada	400x245x70
	ZS1159R	Canastilla perforada biselada	400x245x90
	ZS1160R	Cubierta para canastilla perforada	400x245
1/2	ZS1161R	Canastilla perforada biselada	245x245x30
	ZS1162R	Canastilla perforada biselada	245x245x50
	ZS1163R	Canastilla perforada biselada	245x245x70
	ZS1164R	Canastilla perforada biselada	245x245x90
	ZS1165R	Cubierta para canastilla perforada	245x245

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
ZS813	Papel de filtro desechable (para esterilización a baja temperatura)	Ø188
ZS790R	Soporte para Filtro	193x193x36
ZS807	Etiqueta de Instrucciones de Esterilización (para esterilización con Peróxido de Hidrogeno)	60x25
ZS808	Etiqueta de Instrucciones de Esterilización (para esterilización con Óxido de Etileno)	Ø30
ZW897	Cerradura de plástico desechable	50x30

Desde 2013 dedicados a la importación y comercialización de dispositivos médicos, nos destacamos por nuestro servicio, productos de eficiencia clínica comprobada y costos competitivos. Ofrecemos las gamas más completas de implantes, instrumentales y equipamiento quirúrgico para artroplastia de cadera, rodilla y hombro, osteosíntesis, columna y medicina del deporte.



Nuestros dispositivos cumplen con las certificaciones de calidad y registros sanitarios vigentes en cada país. Implementamos procedimientos de trazabilidad y tecnovigilancia en las diferentes etapas de almacenamiento y comercialización. Esta rigurosidad en el control nos permite sostener un alto valor de marca, garantizando la mayor seguridad a los pacientes.

Para conocer nuestras líneas de productos, por favor póngase en contacto para vincularlo con el representante comercial más cercano a su ubicación.



CDMX
 Amores 1322
 Colonia del Valle Centro
 CDMX
 +52 55 5925 5323



GUADALAJARA
 Av. Patria 179. Of. 302 y 303,
 Piso 3, Col. Prados Guadalupe
 Zapopan, Jalisco
 +52 33 1656 4268



SEDE CENTRAL
 Cnel. Cetz 336, Piso 2
 Martínez, Buenos Aires
 Argentina
 +54 11 4765 5995



Pedro Rodríguez 3830
 Santa Cruz de la Sierra
 Bolivia
 +59 1 7048 5050



Av. Santa María 2670 Of. 503
 Providencia, Santiago de
 Chile
 +56 2 6465 9897



SÍGANOS EN

 BioadvanceMed



OVERFIX[®]

DISPOSITIVOS MÉDICOS
bioadvance[®]
— *LATAM* —



bioadvancelatam.com