



PLIF CAGE

CAJA DE FUSIÓN
INTERSOMÁTICA
LUMBAR POSTERIOR


OVERFIX[®]
— SPINE —

bioadvance[®]
— DISPOSITIVOS MÉDICOS —




Caja de Fusión Intersomática Lumbar Posterior

Las cajas intersomáticas constituyen implantes de gran utilidad entre las diversas opciones quirúrgicas lumbares por sus buenos resultados médicos, por eliminar la necesidad de auto-injertos y por su excelente compatibilidad con la Resonancia Magnética Nuclear.



CARACTERÍSTICAS

Los cages tienen dientes retentivos en las superficies superior e inferior para mejorar la fijación ósea reduciendo la posibilidad de dislocación y optimizando el anclaje a los cuerpos vertebrales. Cuentan con un orificio central para permitir una osteointegración adecuada.



DIENTES ANTI-MIGRACIÓN


Optimizan el anclaje proporcionando resistencia ante el retroceso del cage

FORMA ANATÓMICA

Forma convexa y bordes redondeados para preservar la anatomía

ÁNGULO LORDÓTICO

Para una mejor adaptación a la lordosis del segmento tratado



Caja de Fusión Intersomática Lumbar Posterior

INDICACIONES

- Enfermedad degenerativa del disco
- Escoliosis
- Deformidad de la curvatura espinal
- Estenosis foraminal
- Hernia discal
- Inestabilidad segmentaria espinal
- Radiculopatía
- Estenosis espinal

OVERFIX PLIF CAGE

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

71512207

Caja Plif Lumbar Intervertebral 7x22

71512208

Caja Plif Lumbar Intervertebral 8x22

71512210

Caja Plif Lumbar Intervertebral 10X22

71512212

Caja Plif Lumbar Intervertebral 12X22

71512214

Caja Plif Lumbar Intervertebral 14X22

71512607

Caja Plif Lumbar Intervertebral 7x26

71512608

Caja Plif Lumbar Intervertebral 8x26

71512610

Caja Plif Lumbar Intervertebral 10X26

71512612

Caja Plif Lumbar Intervertebral 12X26

71512614



Caja Plif Lumbar Intervertebral 14X26



PLIF Cage

OVERFIX[®]
SPINE



Instrumental Quirúrgico



PLIF Cage

OVERFIX[®]
SPINE

Instrumental Quirúrgico



Desde 2013 dedicados a la importación y comercialización de dispositivos médicos, nos destacamos por nuestro servicio, productos de eficiencia clínica comprobada y costos competitivos. Ofrecemos las gamas más completas de implantes, instrumentales y equipamiento quirúrgico para artroplastia de cadera, rodilla y hombro, osteosíntesis, columna y medicina del deporte.



Nuestros dispositivos cumplen con las certificaciones de calidad y registros sanitarios vigentes en cada país. Implementamos procedimientos de trazabilidad y tecnovigilancia en las diferentes etapas de almacenamiento y comercialización. Esta rigurosidad en el control nos permite sostener un alto valor de marca, garantizando la mayor seguridad a los pacientes.

Para conocer nuestras líneas de productos, por favor póngase en contacto para vincularlo con el representante comercial más cercano a su ubicación.



Amores 1322, Edificio C
Planta Baja, Colonia del Valle,
Benito Juárez, CDMX
+52 55 5925 5323



Av. Américas 1930, Piso 7
Int. 7E, 7F, 7G, Col. Country Club,
Guadalajara, Jalisco
+52 33 1656 4268



Av. Fondo de la Legua
1380, 1er piso, San Isidro
Provincia de Buenos Aires
Argentina



Pedro Rodríguez 3830
Santa Cruz de la Sierra
Bolivia
+59 1 7048 5050



Av. Santa María 2670 Of. 503
Providencia, Santiago de
Chile
+56 2 6465 9897



SÍGANOS EN



BioadvanceMed



CDMX



GUADALAJARA



ARGENTINA



CHILE





OVERFIX[®]
— SPINE —

DISPOSITIVOS MÉDICOS
bioadvance[®]
— LATAM —



bioadvancelatam.com