

A man in a black shirt is shown from the chest up, holding a white Delta V-Lock All Suture Anchor in his right hand and a suture in his left hand. The background is a solid red color.

OVERFIX[®]

— SPORTS MEDICINE — *by Delta*

V-LOCK[®] ALL SUTURE ANCHOR

DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE TEJIDO BLANDO A HUESO | ALL SUTURE ANCHOR OVERFIX

V-LOCK® ALL SUTURE ANCHOR

Ancla Solo Sutura Con Sutura Ultra Resistente

Consultar disponibilidad según país o región

CARACTERÍSTICAS

El ancla de sutura V-Lock se utiliza para la fijación de tejido blando al hueso en hombro, rodilla, cadera y pequeñas articulaciones.



RECUPERACIÓN

El cuerpo suave del ancla previene revisiones postoperatorias además de tener una excelente fuerza de fijación.

FIJACIÓN

El diseño de bajo perfil permite más fijación entre tendón y hueso. La broca de 1.3 mm minimiza la pérdida ósea.

DIMENSIÓN

El tamaño del implante extremadamente pequeño permite el uso de múltiples anclas en la zona.



INSERCIÓN

El diseño flexible del insertador se complementa con la guía de broca flexible para obtener un mejor ángulo de inserción.



V-LOCK® ALL SUTURE ANCHOR

Ancla Solo Sutura Con Sutura Ultra Resistente

Consultar disponibilidad según país o región

CÓDIGO	DIMENSIONES	APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
Familia V-Lock All Suture Anchor				
91-7906-131-55	1.3 x 15 mm	Hombro Codo Tobillo	Ancla solo Sutura, 1.3x15mm, con Sutura Ultra Resistente #2, 1200mm, Blanca-Azul	
91-7906-181-52	1.8 x 15 mm	Hombro Codo Tobillo	Ancla solo Sutura, 1.8x15mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1200mm Blanca y Blanca-Azul	
91-7906-181-53	1.8 x 15 mm	Hombro Codo Tobillo	Ancla solo Sutura, 1.8x15mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul, con Aguja Ø arco 11x17mm	
91-7906-181-59	1.8 x 15 mm	Hombro Codo Tobillo	Ancla solo Sutura, 1.8x15mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm Blanca y Blanca-Azul	
91-7906-251-54	2.5 x 15 mm	Hombro Codo Tobillo	Ancla solo Sutura, 2.5x15mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1100 mm, Blanca y Blanca-Azul	
91-7906-251-55	2.5 x 15 mm	Hombro Codo Tobillo	Ancla solo Sutura, 2.5x15mm, con 3 Suturas Ultra Resistentes #2, 1100 mm, Blanca y Blanca-Azul y Azul	
91-7906-251-56	2.5 x 15 mm	Hombro Codo Tobillo	Ancla solo Sutura, 2.5x15mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000 mm, Blanca y Blanca-Azul, con Aguja Ø arco 11x17mm	
91-7906-301-54	4.5 x 19 mm	Hombro	Ancla solo Sutura, 3.0x15mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1100 mm, Blanca y Blanca-Azul	
91-7906-301-55	3.0 x 15 mm	Hombro	Ancla solo Sutura, 3.0x15mm, con 3 Suturas Ultra Resistentes #2, 1100 mm, Blanca y Blanca-Azul y Azul	
91-7906-301-56	3.0 x 15 mm	Hombro	Ancla solo Sutura, 3.0x15mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul, con Aguja Ø arco 11x17mm	

No. de Registro Sanitario 1242C2025 SSA

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

bioadvance®

— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

OVERFIX®
— SPORTS MEDICINE — *by Delta*



bioadvancelatam.com