

FASTABLE® TITANIUM SUTURE ANCHOR

ANCLA DE FIJACIÓN DE TITANIO CON O SIN AGUJA | TITANIUM SUTURE ANCHOR OVERFIX

FASTABLE® TITANIUM SUTURE ANCHOR

Ancla de Titanio con Aguja Ancla de Titanio sin Aguja

Consultar disponibilidad según país o región

CARACTERÍSTICAS

El mango hexagonal permite una sencilla inserción.

El diseño autorroscante permite una técnica de inserción fácil y rápida.

El ancla viene precargada con sutura UHS Fiber para asegurar una excelente fuerza de fijación y estabilidad para cirugía artroscópica o técnicas de mini-open.

Diseñada para usarse en la fijación de tejidos blandos al hueso en hombro, rodilla, pie, tobillo, mano, muñeca, codo y cadera.



FASTABLE® TITANIUM SUTURE ANCHOR

Ancla de Titanio con Aguja Ancla de Titanio sin Aguja

Consultar disponibilidad según país o región

CÓDIGO	DIMENSIONES	APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
		ı	Familia Fastable Titanium Suture Anchor Sin Aguj	a
91-7901-200-41	2.0 × 4 mm	Rodilla Tobillo	Ancla de Titanio con Sutura, 2.0x4mm, con Sutura Ultra Resistente #0, 900mm, Blanca	
91-7902-291-22	2.9 × 12 mm	Hombro Rodilla Tobillo	Ancla de Titanio con Sutura, 2.9x12mm, con Sutura Ultra Resistente #2, 1200mm, Blanca	
91-7902-351-32	3.5 × 13 mm	Hombro Rodilla Tobillo	Ancla de Titanio con Sutura, 3.5x13mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul	
91-7903-501-63	5.0 × 16 mm	Rodilla Tobillo	Ancla de Titanio con Sutura, 5.0x16mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul, con Agujas Ø arco 11x17mm	
				No. de Registro Sanitario 0867C2025 SSA
		ı	Familia Fastable Titanium Suture Anchor Con Agu	ja
91-7904-200-41	2.0 × 4 mm	Rodilla Tobillo	Ancla de Titanio con Sutura, 2.0x4mm, con Sutura Ultra Resistente #0, 900mm, Blanca, con Aguja Ø arco 8x12mm	
91-7904-291-21	2.9 × 12 mm	Hombro Rodilla Tobillo	Ancla de Titanio con Sutura, 2.9x12mm, con Sutura Ultra Resistente #2, 1000mm, Blanca-Azul, con Aguja Ø arco 11x17mm	
91-7904-351-32	3.5 × 13 mm	Hombro Rodilla Tobillo	Ancla de Titanio con Sutura, 3.5x13mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul, con Agujas Ø arco 11x17mm	
91-7904-501-62	5.0 × 16 mm	Hombro Rodilla Tobillo	Ancla de Titanio con Sutura, 5.0x16mm, con 2 Suturas Ultra Resistentes #2, 1000mm, Blanca y Blanca-Azul, con Agujas Ø arco 11x17mm	No. de Registro Sanitario 0867C2025 SSA

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.



bioadvance DISPOSITIVOS MÉDICOS





































