
Cellent CSS

SPINE POSTERIOR
FIXATION SYSTEM



OVERFIX[®]
— SPINE —

bioadvance
— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica



CE 0123 ISO 13485

Cellent CSS

Spine Posterior Fixation System

FEATURES AND BENEFITS


Two specifications size 5.5 and 6.0 are available for this system. Size 5.5 features lower profile pedicle screws and Size 6.0 have higher strength and stiffness.



Reverse threads in set screw



Connector



Non-fusion Micromodular Rod



Low profile crosslink

Our products are manufactured using one or more of the following materials: commercially pure titanium (ISO 5832-2, ASTM F67), Ti6Al4V alloy (ISO 5832-3, ASTM F1472).

IMPLANTS INFORMATION

Pedicle Screw Standard Single Axial



Product Code		Specification	
CSS5.5	CSS6.0	D	L
50204025	50304025	Φ4.0	25
50204030	50304030	Φ4.0	30
50204035	50304035	Φ4.0	35
50204040	50304040	Φ4.0	40
50204045	50304045	Φ4.0	45
50204525	50304525	Φ4.5	25
50204530	50304530	Φ4.5	30
50204535	50304535	Φ4.5	35
50204540	50304540	Φ4.5	40
50204545	50304545	Φ4.5	45
50205030	50305030	Φ5.0	30
50205035	50305035	Φ5.0	35
50205040	50305040	Φ5.0	40
50205045	50305045	Φ5.0	45
50205050	50305050	Φ5.0	50
50205530	50305530	Φ5.5	30
50205535	50305535	Φ5.5	35
50205540	50305540	Φ5.5	40
50205545	50305545	Φ5.5	45
50205550	50305550	Φ5.5	50
50205555	50305555	Φ5.5	55
50206030	50306030	Φ6.0	30
50206035	50306035	Φ6.0	35
50206040	50306040	Φ6.0	40
50206045	50306045	Φ6.0	45
50206050	50306050	Φ6.0	50
50206055	50306055	Φ6.0	55
50206060	50306060	Φ6.0	60
50206530	50306530	Φ6.5	30
50206535	50306535	Φ6.5	35
50206540	50306540	Φ6.5	40
50206545	50306545	Φ6.5	45
50206550	50306550	Φ6.5	50
50206555	50306555	Φ6.5	55
50206560	50306560	Φ6.5	60
50207030	50307030	Φ7.0	30
50207035	50307035	Φ7.0	35
50207040	50307040	Φ7.0	40
50207045	50307045	Φ7.0	45
50207050	50307050	Φ7.0	50
50207055	50307055	Φ7.0	55
50207060	50307060	Φ7.0	60
50207530	50307530	Φ7.5	30
50207535	50307535	Φ7.5	35
50207540	50307540	Φ7.5	40
50207545	50307545	Φ7.5	45
50207550	50307550	Φ7.5	50
50207555	50307555	Φ7.5	55
50207560	50307560	Φ7.5	60

Pedicle Screw Standard Multi Axial



Product Code		Specification	
CSS5.5	CSS6.0	D	L
50214025	50314025	Φ4.0	25
50214030	50314030	Φ4.0	30
50214035	50314035	Φ4.0	35
50214040	50314040	Φ4.0	40
50214045	50314045	Φ4.0	45
50214525	50314525	Φ4.5	25
50214530	50314530	Φ4.5	30
50214535	50314535	Φ4.5	35
50214540	50314540	Φ4.5	40
50214545	50314545	Φ4.5	45
50215030	50315030	Φ5.0	30
50215035	50315035	Φ5.0	35
50215040	50315040	Φ5.0	40
50215045	50315045	Φ5.0	45
50215050	50315050	Φ5.0	50
50215530	50315530	Φ5.5	30
50215535	50315535	Φ5.5	35
50215540	50315540	Φ5.5	40
50215545	50315545	Φ5.5	45
50215550	50315550	Φ5.5	50
50215555	50315555	Φ5.5	55
50216030	50316030	Φ6.0	30
50216035	50316035	Φ6.0	35
50216040	50316040	Φ6.0	40
50216045	50316045	Φ6.0	45
50216050	50316050	Φ6.0	50
50216055	50316055	Φ6.0	55
50216060	50316060	Φ6.0	60
50216530	50316530	Φ6.5	30
50216535	50316535	Φ6.5	35
50216540	50316540	Φ6.5	40
50216545	50316545	Φ6.5	45
50216550	50316550	Φ6.5	50
50216555	50316555	Φ6.5	55
50216560	50316560	Φ6.5	60
50217030	50317030	Φ7.0	30
50217035	50317035	Φ7.0	35
50217040	50317040	Φ7.0	40
50217045	50317045	Φ7.0	45
50217050	50317050	Φ7.0	50
50217055	50317055	Φ7.0	55
50217060	50317060	Φ7.0	60
50217530	50317530	Φ7.5	30
50217535	50317535	Φ7.5	35
50217540	50317540	Φ7.5	40
50217545	50317545	Φ7.5	45
50217550	50317550	Φ7.5	50
50217555	50317555	Φ7.5	55
50217560	50317560	Φ7.5	60

**Pedicle Screw
Extended Tab Single Axial**



Product Code		Specification	
CSS5.5	CSS6.0	D	L
50224025	50324025	Φ4.0	25
50224030	50324030	Φ4.0	30
50224035	50324035	Φ4.0	35
50224040	50324040	Φ4.0	40
50224045	50324045	Φ4.0	45
50224525	50324525	Φ4.5	25
50224530	50324530	Φ4.5	30
50224535	50324535	Φ4.5	35
50224540	50324540	Φ4.5	40
50224545	50324545	Φ4.5	45
50225030	50325030	Φ5.0	30
50225035	50325035	Φ5.0	35
50225040	50325040	Φ5.0	40
50225045	50325045	Φ5.0	45
50225050	50325050	Φ5.0	50
50225530	50325530	Φ5.5	30
50225535	50325535	Φ5.5	35
50225540	50325540	Φ5.5	40
50225545	50325545	Φ5.5	45
50225550	50325550	Φ5.5	50
50225555	50325555	Φ5.5	55
50226030	50326030	Φ6.0	30
50226035	50326035	Φ6.0	35
50226040	50326040	Φ6.0	40
50226045	50326045	Φ6.0	45
50226050	50326050	Φ6.0	50
50226055	50326055	Φ6.0	55
50226060	50326060	Φ6.0	60
50226530	50326530	Φ6.5	30
50226535	50326535	Φ6.5	35
50226540	50326540	Φ6.5	40
50226545	50326545	Φ6.5	45
50226550	50326550	Φ6.5	50
50226555	50326555	Φ6.5	55
50226560	50326560	Φ6.5	60
50227030	50327030	Φ7.0	30
50227035	50327035	Φ7.0	35
50227040	50327040	Φ7.0	40
50227045	50327045	Φ7.0	45
50227050	50327050	Φ7.0	50
50227055	50327055	Φ7.0	55
50227060	50327060	Φ7.0	60
50227530	50327530	Φ7.5	30
50227535	50327535	Φ7.5	35
50227540	50327540	Φ7.5	40
50227545	50327545	Φ7.5	45
50227550	50327550	Φ7.5	50
50227555	50327555	Φ7.5	55
50227560	50327560	Φ7.5	60

**Pedicle Screw
Extended Tab Multi Axial**



Product Code		Specification	
CSS5.5	CSS6.0	D	L
50234025	50334025	Φ4.0	25
50234030	50334030	Φ4.0	30
50234035	50334035	Φ4.0	35
50234040	50334040	Φ4.0	40
50234045	50334045	Φ4.0	45
50234525	50334525	Φ4.5	25
50234530	50334530	Φ4.5	30
50234535	50334535	Φ4.5	35
50234540	50334540	Φ4.5	40
50234545	50334545	Φ4.5	45
50235030	50335030	Φ5.0	30
50235035	50335035	Φ5.0	35
50235040	50335040	Φ5.0	40
50235045	50335045	Φ5.0	45
50235050	50335050	Φ5.0	50
50235530	50335530	Φ5.5	30
50235535	50335535	Φ5.5	35
50235540	50335540	Φ5.5	40
50235545	50335545	Φ5.5	45
50235550	50335550	Φ5.5	50
50235555	50335555	Φ5.5	55
50236030	50336030	Φ6.0	30
50236035	50336035	Φ6.0	35
50236040	50336040	Φ6.0	40
50236045	50336045	Φ6.0	45
50236050	50336050	Φ6.0	50
50236055	50336055	Φ6.0	55
50236060	50336060	Φ6.0	60
50236530	50336530	Φ6.5	30
50236535	50336535	Φ6.5	35
50236540	50336540	Φ6.5	40
50236545	50336545	Φ6.5	45
50236550	50336550	Φ6.5	50
50236555	50336555	Φ6.5	55
50236560	50336560	Φ6.5	60
50237030	50337030	Φ7.0	30
50237035	50337035	Φ7.0	35
50237040	50337040	Φ7.0	40
50237045	50337045	Φ7.0	45
50237050	50337050	Φ7.0	50
50237055	50337055	Φ7.0	55
50237060	50337060	Φ7.0	60
50237530	50337530	Φ7.5	30
50237535	50337535	Φ7.5	35
50237540	50337540	Φ7.5	40
50237545	50337545	Φ7.5	45
50237550	50337550	Φ7.5	50
50237555	50337555	Φ7.5	55
50237560	50337560	Φ7.5	60



Cross Link-A

Product Code		Specification
CSS5.5	CSS6.0	L
50296050	50396050	50
50296055	50396055	55
50296060	50396060	60
50296065	50396065	65
50296070	50396070	70
50296075	50396075	75
50296080	50396080	80
50296085	50396085	85



Cross Link-C

Product Code		Specification
CSS5.5	CSS6.0	L
50296260	50396260	60
50296270	50396270	70
50296285	50396285	85



Lateral Connector

Product Code		Specification
CSS5.5	CSS6.0	L
50294025	50394025	25
50294030	50394030	30
50294035	50394035	35
50294040	50394040	40
50294045	50394045	45
50294050	50394050	50



Square Connector

Product Code		Specification
CSS5.5	CSS6.0	D
50294200	50394200	Φ5.5



Straight Connector

Product Code		Specification
CSS5.5	CSS6.0	D
50294300	50394300	Φ5.5



Micmo Rod

Product Code		Specification
CSS5.5	CSS6.0	L
50293055	50393055	55
50293075	50393075	75
50293095	50393095	95
50293115	50393115	115
50293130	50393130	130



Rod

Product Code		Specification
CSS5.5	CSS6.0	L
50290050	50390050	50
50290055	50390055	55
50290060	50390060	60
50290065	50390065	65
50290070	50390070	70
50290075	50390075	75
50290080	50390080	80
50290085	50390085	85
50290090	50390090	90
50290095	50390095	95
50290100	50390100	100
50290105	50390105	105
50290110	50390110	110
50290115	50390115	115
50290120	50390120	120
50290250	50390250	250
50290500	50390500	500



Curved Rod

Product Code		Specification
CSS5.5	CSS6.0	L
50292050	50392050	50
50292055	50392055	55
50292060	50392060	60
50292065	50392065	65
50292070	50392070	70
50292075	50392075	75
50292080	50392080	80
50292085	50392085	85
50292090	50392090	90
50292095	50392095	95
50292100	50392100	100
50292105	50392105	105
50292110	50392110	110
50292115	50392115	115
50292120	50392120	120



Pedicle Hook

Product Code				Specification
Short Tail		Long Tail		
CSS5.5	CSS6.0	CSS5.5	CSS6.0	
50297001	50397001	50298001	50398001	L
50297002	50397002	50298002	50398002	M
50297003	50397003	50298003	50398003	S



Narrow Blade Hook

Product Code				Specification
Short Tail		Long Tail		
CSS5.5	CSS6.0	CSS5.5	CSS6.0	
50297004	50397004	50298004	50398004	L
50297005	50397005	50298005	50398005	M
50297006	50397006	50298006	50398006	S



Narrow Blade Ramped Hook

Product Code				Specification
Short Tail		Long Tail		
CSS5.5	CSS6.0	CSS5.5	CSS6.0	
50297017	50397017	50298017	50398017	M



Wide Blade Ramped Hook

Product Code				Specification
Short Tail		Long Tail		
CSS5.5	CSS6.0	CSS5.5	CSS6.0	
50297018	50397018	50298018	50398018	M



Wide Blade Hook

Product Code				Specification
Short Tail		Long Tail		
CSS5.5	CSS6.0	CSS5.5	CSS6.0	
50297007	50397007	50298007	50398007	L
50297008	50397008	50298008	50398008	M
50297009	50397009	50298009	50398009	S



Extended Body Hook

Product Code				Specification
Short Tail		Long Tail		
CSS5.5	CSS6.0	CSS5.5	CSS6.0	
50297010	50397010	50298010	50398010	L
50297011	50397011	50298011	50398011	M
50297012	50397012	50298012	50398012	S



Thoracic Angled Hook

Product Code				Specification
Short Tail		Long Tail		
CSS5.5	CSS6.0	CSS5.5	CSS6.0	
50297013	50397013	50298013	50398013	Left
50297014	50397014	50298014	50398014	Right



Offset Hook

Product Code				Specification
Short Tail		Long Tail		
CSS5.5	CSS6.0	CSS5.5	CSS6.0	
50297015	50397015	50298015	50398015	Left
50297016	50397016	50298016	50398016	Right



Set Screw

Product Code		Specification	
CSS5.5	CTS6.0	CSS5.5	CTS6.0
50295000	50395000	Φ9.0	Φ10.0



Break-off Set Screw

Product Code		Specification	
CSS5.5	CTS6.0	CSS5.5	CTS6.0
50295001	50395001	Φ9.0	Φ10.0

Desde nuestras filiales comerciales en México, Argentina, Bolivia y Chile, ofrecemos las gamas más completas para trauma, columna, cadera y rodilla.



Nuestros dispositivos cumplen con las certificaciones de calidad y registros sanitarios vigentes en cada país. Implementamos procedimientos de trazabilidad y tecnovigilancia en las diferentes etapas de almacenamiento y comercialización. Esta rigurosidad en el control nos permite sostener un alto valor de marca, garantizando la mayor seguridad a los pacientes.

Con más de 8 años dedicados a la importación y comercialización de dispositivos médicos, nos destacamos por nuestro servicio, productos de eficiencia clínica y costos competitivos. Para conocer nuestras líneas de productos, por favor póngase en contacto para vincularlo con el distribuidor más cercano a su ubicación.



CDMX
Amores 1322
Colonia del Valle Centro
CP 03100, CDMX
+52 55 5925 5323
bioadvance.com.mx

GUADALAJARA
Av. Patria 179. Of. 302 y 303, Piso 3
CP. 45030. Col. Prados Guadalupe
Zapopan, Jalisco
+52 33 1656 4268
bioadvance.com.mx

ARGENTINA
Cnel. Cetz 336, Piso 2
Martínez, B1642
Buenos Aires
+54 11 4765 5995
bioadvance.com.ar

BOLIVIA
Calle Pedro Rodríguez 3830
Santa Cruz de la Sierra
Bolivia
+59 1 7048 5050
bolivia.bioadvanceusa.com

CHILE
Av. Alonso de Cordova 5870
Of. 1711, 7560885
Santiago de Chile
+56 9 8493 9874
chile.bioadvanceusa.com

bioadvance-argentina
bioadvance
bioadvancemed
info@bioadvance.com.ar
bioadvance.com.ar



OVERFIX[®]

— SPINE —

bioadvance
— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

Cnel. Cetz 336, Piso 2, Martínez
B1642, Buenos Aires, Argentina

+54 11 4765 5995
info@bioadvance.com.ar

bioadvance.com.ar