

Sistema de Clavos Endomedulares

# CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO

## INDICACIONES

- Deformidades graves del tobillo
- Artrosis, inestabilidad y defecto óseo tras la resección del tumor
- Artropatía neuropática o necrosis avascular del astrágalo
- Revisión de reemplazo articular fallido o fusión de tobillo fallida, pseudoartrosis de fractura de tibia distal
- Artritis reumatoide y pseudoartrosis

## CARACTERÍSTICAS

El diseño curvo permite el punto de entrada en la parte central del tubérculo anterior del calcáneo, reduciendo la exposición del extremo distal del clavo. Permite que el pie trasero y la parte media del antepié se alineen en línea recta y se restaure el ángulo en valgo de 3-5° para una mejor marcha después de la cirugía

El tornillo subastragalino oblicuo mantiene la estabilidad de la articulación astrágalo-calcánea

El tapón final se puede sujetar al tornillo de bloqueo distal para mantener la estabilidad general



# Sistema de Clavos Endomedulares **CLAVO ARTRODESIS DE TOBILLO**

## CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
56400015	Φ10×150 (Izquierdo)
56400018	Φ10×180 (Izquierdo)
56401018	Φ11×180 (Izquierdo)
56410015	Φ10×150 (Derecho)
56410018	Φ10×180 (Derecho)
56411018	Φ11×180 (Derecho)

## TAPÓN FINAL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
56430000	—

## TORNILLO DE BLOQUEO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
56420528	Φ5.0×28
56420530	Φ5.0×30
56420532	Φ5.0×32
56420534	Φ5.0×34
56420536	Φ5.0×36
56420538	Φ5.0×38
56420540	Φ5.0×40
56420542	Φ5.0×42
56420544	Φ5.0×44
56420546	Φ5.0×46
56420548	Φ5.0×48
56420550	Φ5.0×50
56420555	Φ5.0×55
56420560	Φ5.0×60
56420565	Φ5.0×65
56420570	Φ5.0×70
56420575	Φ5.0×75
56420580	Φ5.0×80
56420585	Φ5.0×85
56420590	Φ5.0×90
56420595	Φ5.0×95
56420600	Φ5.0×100