



OVERFIX[®]
— SPORTS MEDICINE — *by Delta*

FIX BUTTON[®] PLACA DE TITANIO

BOTONES DE ALEACIÓN DE TITANIO CON O SIN SUTURA PARA FIJACIÓN | FIXBUTTON OVERFIX

FIX BUTTON® PLACA DE TITANIO

Fix Button con Loop Botones

Consultar disponibilidad según país o región

CARACTERÍSTICAS

SUTURA PRECARGADA

Precargado con dos suturas de #5 UHS Fiber para sutura de carga, conducción y volteo.

Proporciona un procedimiento fácil y eficiente

LIBRE PARA AJUSTAR



El lazo ajustable está disponible para la fijación cortical.

FIBRA UHMWPE

El lazo continuo de ultra alto peso molecular de polietileno (UHMWPE) proporciona superior resistencia, rigidez y distribución de la carga.

MÁS OPCIONES

La longitud del lazo varía de 15mm a 60mm, adecuado para hueso y fijación de tejidos blandos en muchas indicaciones, por ejemplo, reconstrucción LCA/LCP, articulación AC.



FASTABLE® TITANIUM SUTURE ANCHOR

Fix Button con Loop Botones

Consultar disponibilidad según país o región

CÓDIGO	DIMENSIONES	APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
FixButton con Loop Ajustable Sin Reforzar				
91-9902-000-50	Ajustable	Rodilla	FixButton con Loop Ajustable, 12x1.5x3.2mm, con Dos Suturas Ultra Resistentes #5, Blanca y Blanca-Azul	
91-9902-000-51	Ajustable	Rodilla	FixButton con Loop Ajustable, 12x1.5x4mm, con Dos Suturas Ultra Resistentes #5, Blanca y Blanca-Azul	
No. de Registro Sanitario 1073C2025 SSA				
FixButton con Loop Ajustable No reforzado				
91-9902-000-52	Ajustable	Rodilla	FixButton con Loop Reforzado Ajustable 12x1.5x4mm, con Dos Suturas Ultra Resistentes #5, Blanca y Blanca-Azul	
No. de Registro Sanitario 1073C2025 SSA				
FixButton con Loop Fijo				
91-9904-150-51	15 mm	Rodilla	FixButton con Loop Fijo, 15mm,12x1 .5x4mm, con Dos Suturas Ultra, Resistentes #5, Blanca y Blanca-Azul	
91-9904-200-51	20 mm	Rodilla	FixButton con Loop Fijo, 20mm, 12x1 .5x4mm, con Dos Suturas Ultra Resistentes #5, Blanca y Blanca-Azul	
91-9904-250-51	25 mm	Rodilla	FixButton con Loop Fijo, 25mm, 12x1 .5x4mm, con Dos Suturas Ultra Resistentes #5, Blanca y Blanca-Azul	
91-9904-300-51	30 mm	Rodilla	FixButton con Loop Fijo, 30mm, 12x1 .5x4mm, con Dos Suturas Ultra Resistentes #5, Blanca y Blanca-Azul	
No. de Registro Sanitario 1073C2025 SSA				
Botón AC Mariposa				
91-9905-000-18	8.0 × 10.0 mm	Hombro	Botón AC Mariposa de Titanio, 8.0x10.0mm	
91-9905-000-19	10.0 × 14.0 mm	Hombro	Botón AC Mariposa de Titanio, 10.0x14.0mm	
91-9905-000-21	10.0 × 14.0 mm	Hombro	Botón Mariposa para Tibia de Titanio, 10.0x14.0mm	
No. de Registro Sanitario 1073C2025 SSA				

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

FASTABLE® TITANIUM SUTURE ANCHOR

Fix Button con Loop

Botones

Consultar disponibilidad según país o región

CÓDIGO	DIMENSIONES	APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
Botón Redondo				
91-9905-000-08	Ø10.0 mm	Peroné	Botón redondo para peroné	
No. de Registro Sanitario 1073C2025 SSA				
Botón de Revisión				
91-9905-000-28	5.5 x 20.0 mm	Rodilla	Botón de Revisión, 5.5x20.0mm	
No. de Registro Sanitario 1073C2025 SSA				
Botón Oblongo				
91-9905-000-37	3.2 x 12.0 mm	Hombro Rodilla	Botón Oblongo de Carga Rápida de Titanio, 3.2x12.0mm	
91-9905-000-29	4.0 x 12.2 mm	Hombro Rodilla	Botón Oblongo de Carga Rápida de Titanio, 4.0x12.2mm	
91-9905-000-31	3.5 x 10.0 mm	Hombro Rodilla	Botón Oblongo para Fémur de Titanio, 3.5x10.0mm	
91-9905-000-32	3.35 x 13.0 mm	Hombro Rodilla	Botón Oblongo para Fémur de Titanio, 3.35x13.0mm	
91-9905-000-33	6.0 x 15.0 mm	Hombro Rodilla	Botón Oblongo para Fémur de Titanio, 6.0x15.0mm	
91-9905-000-34	7.0 x 17.0 mm	Hombro Rodilla	Botón Oblongo para Fémur de Titanio, 7.0x17.0mm	
91-9905-000-35	8.0 x 19.0 mm	Hombro Rodilla	Botón Oblongo para Fémur de Titanio, 8.0x19.0mm	No. de Registro Sanitario 1073C2025 SSA


BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

bioadvance®

— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

OVERFIX®

— SPORTS MEDICINE — by Delta



bioadvancelatam.com