



OVERFIX[®]

— SPORTS MEDICINE — *by Delta*

INTERFERENCE SCREW OVERFIX[®]

TORNILLOS DE INTERFERENCIA DE PEEK | INTERFERENCE SCREW OVERFIX

INTERFERENCE SCREW OVERFIX

Tornillo de Interferencia PEEK

Cabeza Redonda | Totalmente Roscado

Consultar disponibilidad según país o región

CARACTERÍSTICAS

El tornillo de interferencia disponible en PEEK y Titanio fue diseñado para ofrecer una fijación de injerto ideal en la reconstrucción del ligamento cruzado.

El nuevo PEEK tiene ventajas de excelentes propiedades mecánicas, estabilidad química, buena biocompatibilidad y radio lucencia y tiene un módulo elástico similar al hueso.

Los tornillos de interferencia están disponibles en una variedad de tamaños, para la reparación de ACL/PCL, MPFL y MCL/LCL.



Diseño cónico para un implante más suave.

El diseño roscado romo minimiza el efecto de corte sobre el injerto.

Diseño de cabeza redondeada y diseño de rosca completa.

Radio lucencia con excepcional claridad de imagen.


ISPA / FSTA

Diseño de cabeza redonda, proporciona fuerte capacidad de consolidación y mejora la estabilidad general.



ISPB / FSTB

Diseño totalmente enhebrado que aumenta el contacto hueso-tendón y agarre más fuerte.



TORNILLOS DE INTERFERENCIA

Tornillo de Interferencia PEEK Cabeza Redonda | Totalmente Roscado

Consultar disponibilidad según país o región


CÓDIGO	DIMENSIONES	APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
Tornillo de Interferencia Totalmente Roscado				
91-4901-001-06	6 × 20 mm	<u>Tobillo</u> Rodilla	Tornillo de interferencia PEEK, cabeza redonda, 6.0x20mm	 
91-4901-002-07	7 × 25 mm	<u>Tobillo</u> Rodilla	Tornillo de interferencia PEEK, cabeza redonda, 7.0x25mm	
91-4901-002-08	8 × 25 mm	<u>Tobillo</u> Rodilla	Tornillo de interferencia PEEK, cabeza redonda, 8.0x25mm	
91-4901-002-09	9 × 25 mm	<u>Tobillo</u> Rodilla	Tornillo de interferencia PEEK, cabeza redonda, 9.0x25mm	
91-4901-003-10	10 × 30 mm	<u>Tobillo</u> Rodilla	Tornillo de interferencia PEEK, cabeza redonda, 10.0x30mm	
No. de Registro Sanitario 1141C2025 SSA				
Tornillo de Interferencia Cabeza Redonda				
91-4902-002-06	6 × 25 mm	<u>Tobillo</u> Rodilla	Tornillo de interferencia PEEK, totalmente roscado, 6.0x25 mm	 
91-4902-002-07	7 × 25 mm	<u>Tobillo</u> Rodilla	Tornillo de interferencia PEEK, totalmente roscado, 7.0x25mm	
91-4902-002-08	8 × 25 mm	<u>Hombro</u> Rodilla	Tornillo de interferencia PEEK, totalmente roscado, 8.0x25mm	
91-4902-002-09	9 × 25 mm	<u>Tobillo</u> Rodilla	Tornillo de interferencia PEEK, totalmente roscado, 9.0x25mm	
91-4902-003-10	10 × 30 mm	<u>Tobillo</u> Rodilla	Tornillo de interferencia PEEK, totalmente roscado, 10.0x30mm	
No. de Registro Sanitario 1141C2025 SSA				

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

TORNILLOS DE INTERFERENCIA

Tornillo de Interferencia PEEK Sheath | Con Camisa

Consultar disponibilidad según país o región

CÓDIGO	DIMENSIONES	APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
Tornillo de Interferencia Con Camisa				
91-4904-250-07	7 × 25 mm	Rodilla	Tornillo de Interferencia PEEK 6x23mm, Sheath 7x25mm	
91-4904-295-08	8 × 29.5 mm	Rodilla	Tornillo de Interferencia PEEK 7x28mm, Sheath 8x29.5mm	
91-4904-295-09	9 × 29.5 mm	Rodilla	Tornillo de Interferencia PEEK 8x28mm, Sheath 9x29.5mm	
91-4904-295-10	10 × 29.5 mm	Rodilla	Tornillo de Interferencia PEEK 9x28mm, Sheath 10x29.5mm	
91-4904-295-11	11 × 29.5 mm	Rodilla	Tornillo de Interferencia PEEK 10x28mm, Sheath 11x29.5mm	

No. de Registro Sanitario 1141C2025 SSA

BIOADVANCE Y OVERFIX son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

bioadvance®

— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

OVERFIX®

— SPORTS MEDICINE — by Delta



bioadvancelatam.com